


BE1433

Visit Mobile Phone Transceiver





BE1433

Visit Mobile Phone Transceiver

4	User manual
16	Bedienungsanleitung
28	Brugervejledning
40	Manual del usuario
52	Käyttöopas
64	Mode d'emploi
76	Manuale d'uso
88	Gebruikshandleiding
100	Brukermanual
112	Instrukcja obsługi
124	Bruksanvisning
136	Používateľská príručka

EN
DE
DK
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PL
SE
SK

Läs detta först

Den här broschyren innehåller anvisningar om hur du använder och underhåller din nya Visit Mobilsändare. Läs igenom den här broschyren noggrant, inklusive avsnittet **Varningar**. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom.

Avsedd användning

Visit-systemets syfte är att uppmärksamma hörselskadade och döva personer på viktiga signaler i hemmet.

Avsedd användargrupp

Avsedd användargrupp är människor i alla åldrar med mild till grav hörselnedsättning eller dövhet som har behov av ljud, syn- eller känselförstärkning.

Avsedd användare

Avsedd användare är en person med mild till grav hörselnedsättning eller dövhet.

Funktionsbeskrivning

Visitsystemet består av en uppsättning trådlöst anslutna sändare och mottagare som är utplacerade i hemmet. När en sändare registrerar en aktivitet, skickar den signal till mottagaren som notifierar användaren med ljud, blixtljus eller vibrationer. För att använda systemet behövs minst en sändare och en mottagare.


Nu kör vi igång

Detta behöver du

- En mobiltelefon med iOS 15, Android 8 eller senare.

I förpackningen

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 Mobiltelefonsändare | 4 Mellanpropp* |
| 2 Strömkabel | 5 Skruv och plugg |
| 3 Telefonkabel | 6 Nätadapter |



*Om en telefonadapter/mellanpropp ingår och hur den ser ut varierar beroende på region och paket.

Installera sändaren

1 Montera

Ta bort skyddsfilmen från kardborren på sändarens baksida och fäst den på väggen. Du kan istället använda medföljande skruv och plugg.

2 Starta

Dra bort batterilappen för att starta sändaren. Status-lamporna lyser i grönt för att visa att den är på.

3 Anslut


Anslut USB-kontakten i nätadaptern. Snäpp fast elkontakten och koppla in adaptern i vägguttaget. Om du har fast telefon ansluter du den med hjälp av medföljande mellanproppl enligt bilden.

4 Testa mobilen

Be någon ringa till din mobil. Den gula lampan på Visitmottagaren blinkar gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).

5 Testa telefonen

Ring till din fasta telefon. Den gula lampan på Visitmottagaren lyser gult och den börjar blixtra, ljuda eller vibrera (beroende på mottagare).




Om en telefonadapter/
mellanproppl ingår och hur
den ser ut *varierar* beroende
på region och paket.

Installera appen

1 Slå på Bluetooth®


Svep nedåt från skärmens överkant och tryck på Bluetooth-ikonen.



2 Installera Visitappen



Ladda ner **Bellman Visit** -appen från App Store® eller Google Play™ och följ anvisningarna för att komma igång.



Använda appen

När du har installerat appen kommer du att få Visitnotiser på din mobiltelefon. Dessutom aktiveras dina Visitmottagare när mobilen ringer eller tar emot ett meddelande. Både notiser och enheter hanteras enkelt i appen.

Så här gör du:



Anpassa notiser

Aktivera, inaktivera eller ta bort en notis med ett enkelt tryck.



Kontrollera enheter

Få en översikt över dina enheter. Tryck på + för att lägga till en ny.



Se historik

Se dina senaste notiser, sorterade efter datum och tid.



Lär dig mer

Tryck på **Bruksanvisning** i menyn för att lära dig fler funktioner.

Allmänna varningar

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll det här broschyr för framtida användning. Om du enbart installerar enheten ska du ge broschyren till personerna som bor i hushållet.

Varningar

- Underlåtenhet att följa instruktionerna kan medföra kroppsskada eller orsaka elektriska stötar, brand, skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn under 3 år.
- Kom ihåg att du kan missa alarm och meddelanden om batterierna laddas ur.
- Denna produkt använder alkaliska reservbatterier. Utsätt inte batterier för öppen eld eller direkt solljus. Använd endast 1,5×1,5V AA alkaliska batterier.
- Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Enheten får inte utsättas för fukt.
- Skydda enheten mot stötar under förvaring och transport.
- Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med användarhandboken, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation.
- Använd inte eller förvara enheten nära värmekällor som öppna lågor, värmeelement, ugn eller andra värmeavgivande enheter.
- Ta inte isär eller modifiera enheten, det finns risk för elstötar! Manipulering eller demontering av enheten upphäver garantin.
- Skydda elkablar från eventuella skador som kan uppkomma.

- Gör inga ändringar på enheten. Använd bara de strömadaptrar och batterityper som anges i denna broschyr.
- Batterier är giftiga. De får inte sväljas! Förvara utom räckhåll för barn och husdjur. Om batterierna sväljs, uppsök omedelbart läkare!

Information om produktsäkerhet

- Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till skador på enheten och upphäva garantin.
- Utsätt inte batterierna för öppen låga eller direkt solljus.
- Tappa inte enheten. Om den tappas på en hård yta kan enheten skadas.
- Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- Enheten får endast repareras av ett auktoriserat servicecenter.
- Om en allvarlig händelse inträffar i anknäytning till enheten, kontakta tillverkaren och relevant myndighet.
- Om du stöter på andra problem med din enhet, kontakta inköpsstället, din lokala Bellman & Symfon-representant eller tillverkaren. Besök **bellman.com** för kontaktinformation.
- Denna enhet får inte användas på flygplan annat än om tillåtelse ges av flygplanets besättning.

Driftförhållanden

Använd enheten i en torr miljö inom de temperatur- och fuktighetsgränser som anges i denna broschyr. Om produkten blir våt eller utsätts för fukt bör den inte längre betraktas som tillförlitlig och bör därför bytas ut.

Rengöring

Koppla bort alla kablar innan du rengör enheten. Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik att få in fukt i öppningar. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak, slipmedel eller tryckluft.

Service och support

Om produkten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska följer du instruktionerna i den här broschyren. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett kontaktar du din lokala audionom för information om service och garanti.

Villkor för garantin

Bellman & Symfon erbjuder en produktgaranti på två (2) år (exklusive batteri) från inköpsdatumet mot eventuella fel som beror på defekt material eller tillverkning. Denna garanti gäller endast för normala användnings- och serviceförhållanden och inkluderar inte skador som uppstår till följd av olycka, försummelse, missbruk, obehörig demontering eller föroreningar, oavsett orsaken.

Denna garanti täcker inte oavsiktliga och följdskador. Vidare täcker inte garantin force majeure-händelser som eld, översvämning, orkaner och tornador. Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar från region till region. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller utslutning av oavsiktliga skador eller följdskador, eller begränsningar för hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

Denna garanti kompletterar dina lagstadgade rättigheter som konsument. Denna garanti får bara ändras medelst undertecknande av båda parter.




Bluetooth®-ordmärket och loggorna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av dessa märken tillhörande Bellman & Symfon är licensierade. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.


Tekniska specifikationer


Mått	100×65×27 mm
Vikt	198 g inklusive batterier, telefonkabel och strömkabel
Nätdrift	5 V DC / 1.0 A
Reservbatterier	2×1.5 V AA Alkaline
Anslutningar	RJ11-ingång till analog telefon, 3,5 mm ext. trig-ingång, strömförsörjningsuttag, Bluetooth Low Energy, BLE
Frekvens	ISM-frekvens: 868,30 MHz Sändningseffekt: 4mW (max.) Bluetooth-frekvens: 2400-2483,5 MHz Sändningseffekt: 4mW (max.)
Täckning	ISM: Upp till 250 m, beroende på byggnadens egenskaper. Bluetooth: Upp till 40 m
Kompatibilitet	iOS15 och senare / Android 8 och senare. iPhone 6S och senare / Moderna Android-enheter
Konfiguration	Denna sändare kan användas med alla Visitmottagare.
Användning	Temperatur: 0° till 35 ° C Luftfuktighet: 15% - 90%, icke-kondenserande
I paketet	<ul style="list-style-type: none">▪ BE1433 Visit Mobilsändare (inklusive batterier)▪ krus och plugg▪ Nätadapter och laddkabel▪ Telefonsladd▪ Mellanpropp*
Tillbehör	<ul style="list-style-type: none">▪ BE9026-P02 Trampmatta▪ BE9023-P02 Magnetbrytare▪ BE9253 Extern Triggerkabel▪ BE9002 SS-RJ11-fördelare (SE) (-T01)▪ BE9005 RJ11-fördelare (-T02)▪ BE9007 BS-RJ11-fördelare (UK) (-T03)▪ BE9008 F-010-RJ11-telefonadapter (FR) (-T04)▪ BE9010 Tripolar-RJ11-mellanpropp (FI) (-T05)


*Om en telefonadapter/mellanpropp ingår och hur den ser ut varierar beroende på region och paket.


Symbolförklaring


 Anger att artikeln är en medicinteknisk produkt.


 Anger en bärare som innehåller information om unik identifiering av enheten.


 Anger att produkten inte får kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.

 Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk produkt kan identifieras.

 Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska den medicintekniska produkten kan identifieras.

 Anger tillverkaren av den medicintekniska produkten.

 Denna symbol anger att användaren bör läsa bruksanvisningen.

 Denna symbol indikerar att försiktighet är nödvändig vid användning av enheten eller kontrollen i närheten av där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att operatören är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.

 Att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.

 Anger de temperaturgränser som den medicintekniska produkten enheten kan exponeras på ett säkert sätt.

 Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska produkten enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.

Överensstämmelse

Härmed försäkras Bellman & Symfon att denna produkt i Europa uppfyller de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745 och direktivet om radioutrustning 2014/53/EU. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats bellman.com.

Hemsida:



SE

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warmington,
Peterborough, PE8 6UT, UK



CH REP

Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland

DESIGN FOR EARS™



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1433_039MAN5.0
Date of issue: 2026-05-12
TM & © 2026 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.