




Product information

Read this first

This booklet guides you on how to use and maintain your new Magnetic Switch. Ensure you read this booklet carefully, including the **Warnings** section. If you have additional questions, contact your hearing care professional.

About the BE9023-P02 Magnetic Switch

- Intended purpose** The intended purpose of the Visit alerting system is to alert deaf and hard of hearing people of important signals in their home.
- Intended user group** The intended user group consists of people of all ages with mild to severe hearing loss or deafness that need audio, visual or sensory amplification.
- Intended user** The intended user is a person with mild to severe hearing loss or deafness.
- Principle of operation** The Visit alerting system consists of a set of wirelessly connected transmitters and receivers that are located around the home. When a transmitter detects an activity, it signals the Visit receiver that alerts the user with sound, flashes or vibrations. In order to use the system, you need at least one transmitter and one receiver.

- The Visit alerting system will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment or deafness resulting from organic conditions.

General warnings

This section contains important information about safety, handling and operating conditions. Keep this leaflet for future use. If you are just installing the device, this leaflet must be given to the householder.

Hazard warnings

- Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to the device or other property.
- Keep this device out of reach of children under 3 years.
- Do not use or store this device near any heat sources such as naked flames, radiators, ovens or other devices that produce heat.
- Do not dismantle the device; there is a risk of electric shock. Tampering with or dismantling the device will void warranty.
- This device is designed for indoor use only. Do not expose the device to moisture.
- Protect the device from shocks during storage and transport.
- Do not make any changes or modifications to this device. Use only original Bellman & Symfon accessories to avoid any electrical shock.
- Protect cables from any potential source of damage.

Information on product safety

- Failure to follow these instructions could result in damage to the device and void the warranty.
- Do not use the device in areas where electronic equipment is prohibited.
- The device may only be repaired by an authorized service center.
- If a serious incident occurs in relation to this device, contact the manufacturer and relevant authority.
- If you encounter other problems with your device, contact the point of purchase, your local Bellman & Symfon office or the manufacturer. Visit [bellman.com](#) for contact info.
- Do not drop your device. Dropping onto a hard surface can damage it.

Operating conditions

Operate the device in a dry environment within the temperature and humidity limits stated in this leaflet. If the device gets wet or is exposed to moisture, it should no longer be regarded as reliable and should therefore be replaced.

Cleaning

Disconnect all cables before you clean your device. Use a soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Do not use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia or abrasives. This device does not require sterilization.

Service and support

If the device appears to be damaged or doesn't function properly, follow the instructions in the user guide and this leaflet. If the product still doesn't function as intended, contact your local hearing care professional for information on service and warranty.

Warranty conditions

Bellman & Symfon guarantees this product for six (6) months from date of purchase against any defects that are due to faulty materials or workmanship. This guarantee only applies to normal conditions of use and service, and does not include damage resulting from accident, neglect, misuse, unauthorized dismantling, or contamination however caused. This guarantee excludes incidental and consequential damage. Furthermore, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary with territory. Some countries or jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer. The above warranty may not be altered except in writing signed by both parties hereto.

Symbol explanation

- MD** Indicates the item is a medical device.
- UDI** Indicates a carrier that contains unique device identifier information.
- Indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.
- SN** Indicates the manufacturer's serial number so that a specific medical device can be identified.
- REF** Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.
- Indicates the medical device manufacturer.
- This symbol indicates the need for the user to consult the instructions for use.
- This symbol indicates that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.
- To identify a place where information may be found, especially in an emergency.
- Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.
- Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed.

Compliance information

Hereby Bellman & Symfon declares that, in Europe, this product is in compliance with the essential requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. The full text of the declaration of conformity can be obtained from the Bellman & Symfon website [bellman.com](#).

Technical specifications

- Weight** 25 g, 0.9 oz
- Dimensions** 25 × 62 × 13 mm, 1" × 2.5" × 0.5"
- Colour** White
- Cable length** 0.5 m, 1.6 ft
- Connector** 3.5 mm mono plug
- Operation** Temp: 0° to 35° C Humidity: 15% to 90%, non-condensing This accessory can be used with the following devices:
 - All Visit devices carrying an external input
 - BE1370-C Alarm Clock Pro
 - BE9023-P02 Magnetic Switch
- Configuration** BE9023-P02 Magnetic Switch

- For detailed product information, see the corresponding user manual.

Produktinformationen

Lesen Sie zuerst diese Informationen

Diese Broschüre enthält Anweisungen zur Verwendung und Wartung Ihres neuen Magnetschalter. Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, einschließlich des Abschnitts „Warnhinweise“. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.

Über den BE9023-P02 Magnetschalter

Verwendungszweck Das Visit-Alarmsystem soll gehörlose und schwerhörige Menschen auf wichtige Signale in ihrem Zuhause aufmerksam machen.

Vorgesehene Anwendergruppe Die vorgesehene Anwendergruppe besteht aus Menschen jeden Alters mit leichtem bis schwerem Hörverlust oder Taubheit, die eine akustische, visuelle oder sensorische Verstärkung benötigen.

Vorgesehener Anwender Der vorgesehene Anwender ist eine Person mit leichtem bis schwerem Hörverlust oder Taubheit.

Funktionsprinzip Das Visit-Alarmsystem besteht aus einer Reihe von Sendern und Empfängern, die über Funk miteinander verbunden sind und im ganzen Haus verteilt werden. Wenn ein Sender eine Aktivität erkennt, sendet er ein Signal an den Visit-Empfänger, der den Benutzer durch Töne, Blinkzeichen oder Vibrationen benachrichtigt. Um das System nutzen zu können, benötigen Sie mindestens einen Sender und einen Empfänger.

- Das Visit-Alarmsystem kann das normale Hörvermögen nicht wiederherstellen und kann eine organisch bedingte Schwerhörigkeit oder Taubheit weder verhindern noch verbessern.

Allgemeine Warnhinweise

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Handhabung und Betriebsbedingungen. Bewahren Sie diese Broschüre für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät gerade installieren, muss diese Broschüre dem Hausbesitzer ausgehändigt werden.

Gefahrenhinweise

- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder Schäden am Gerät oder an anderen Sachwerten führen.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht. Durch Manipulationen oder Demontage des Geräts erlisch die Garantie.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Schützen Sie das Gerät während der Lagerung und des Transports vor Stößen.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät vor. Verwenden Sie nur Originalzubehör von Bellman & Symfon, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Schützen Sie die Kabel vor möglichen Beschädigungen.
- Informationen zur Produktsicherheit**
 - Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen elektronische Geräte verboten sind.
 - Das Gerät darf nur von einem autorisierten Service-Center repariert werden.
 - Wenn Sie andere Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, Ihr örtliches Bellman & Symfon-Büro oder den Hersteller. Visit [bellman.com](#) für Kontaktinformationen.
 - Wenn es im Zusammenhang mit diesem Gerät zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt, wenden Sie sich an den Hersteller und die zuständige Behörde.
 - Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen. Wenn es auf eine harte Oberfläche fällt, kann es beschädigt werden.

Betriebsbedingungen

Das Gerät in einer trockenen Umgebung innerhalb der in dieser Broschüre angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen betreiben. Wenn das Gerät nass wird oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sollte es nicht mehr als zuverlässig angesehen werden und daher ersetzt werden.

Reinigung

Verwenden Sie ein weiches, flossfreies Tuch. Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in Öffnungen gelangt. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel. Dieses Gerät muss nicht sterilisiert werden.

Dienstleistungen und Unterstützung

Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint oder nicht richtig funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch und in dieser Broschüre. Wenn das Produkt immer noch nicht wie vorgesehen funktioniert, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Hörgeräteakustiker, um Informationen zu Dienstleistungen und Garantie zu erhalten.

Garantiebedingungen

Bellman & Symfon garantiert für dieses Produkt eine 90-tägige Garantie ab Kaufdatum gegen jegliche Mängel, die auf fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt nur für normale Nutzungs- und Dienstleistungsbedingungen und umfasst keine Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit, Missbrauch, unbefugte Demontage oder Kontamination, wie auch immer verursacht, entstehen. Diese Garantie schließt zufällige und Folgeschäden aus. Darüber hinaus deckt die Garantie keine Fälle höherer Gewalt ab, wie z. B. Feuer, Überschwemmungen, Hurrikane und Tornados.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Region können Sie auch andere Rechte haben. In einigen Ländern oder Gerichtsbarkeiten ist die Beschreibung oder der Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden oder die Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, sodass die oben genannte Beschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher. Die oben genannte Garantie darf nur durch eine schriftliche Vereinbarung geändert werden, die von beiden Parteien unterzeichnet wurde.

Advisers can farer

■ Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan resultere i brand, elektrisk stød eller anden personskade eller skade på enheden eller anden ejendom.

■ Opbevar denne enhed utilgængeligt for børn under 3 år.

■ Brug eller opbevar ikke denne enhed i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild, radiatorer, ovne eller andre enheder, der producerer varme.

■ Skil ikke enheden ad; der er risiko for elektrisk stød. Garantien bortfalder, hvis der pilles ved eller afmonteres enheden.

■ Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Udsæt ikke enheden for fugt.

■ Beskyt enheden mod stød under opbevaring og transport.

■ Foretag ikke ændringer eller modifikationer af denne enhed. Brug kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for at ændre elektrisk stød.

■ Beskyt kablerne mod enhver potentiel kilde til skade.

- REF** Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das medizinische Gerät identifiziert werden kann.
- Gibt den Hersteller des medizinischen Geräts an.
- Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, dass er die Gebrauchsanweisung lesen muss.
- Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist und dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners erfordert oder ein Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
- Einen Ort zu finden, an dem Informationen zu finden sind, insbesondere in Notfällen.
- Gibt die Temperaturgrenzen an, denen das medizinische Gerät sicher ausgesetzt werden kann.
- Gibt den Bereich der Luftfeuchtigkeit an, dem das medizinische Gerät sicher ausgesetzt werden kann.

Informationen zur Einhaltung von Vorschriften

Hiermit erklärt Bellman & Symfon, dass dieses Produkt in Europa den grundlegenden Anforderungen der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf der Bellman & Symfon-Website [bellman.com](#) verfügbar.

Technische Daten

- Gewicht** 25 g
- Abmessungen** 25 × 62 × 13 mm
- Farbe** Weiß
- Kabellänge** 0,5 m
- Anschluss** 3,5 mm Monostecker
- Betrieb** Temp: 0 °C bis 35 °C Luftfeuchtigkeit: 15 % – 90 %, nicht kondensierend Nur innen verwenden
- Zusätzliche Information** Dieses Zubehör kann mit den folgenden Geräten verwendet werden:
 - Alle Visit-Geräte mit externem Eingang
 - BE1370-C Wecker Pro
 - BE9023-P02 Magnetschalter
- Konfiguration** Dieses Zubehör kann mit den folgenden Geräten verwendet werden:
 - Alle Visit-Geräte mit externem Eingang
 - BE1370-C Wecker Pro
 - BE9023-P02 Magnetschalter
- Lieferumfang** BE9023-P02 Magnetschalter

- Detaillierte Produktinformationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Produktinformation

Læs dette først

Dette hæfte vejleder dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye Magnetiske Kontakt. Sorg for at læse denne pjece omhyggeligt, herunder afsnittet **Advarsler**. Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din høreapparatsspecialist.

Om BE9023-P02 Magnetisk Kontakt

- Tilsligt formal** Det tilsligtede formal med Visit-systemet er et advare dove og høreæmmede om vigtige signaler i deres hjem.
- Tilsligt målgruppe** Den tilsligtede målgruppe består af mennesker i alle aldre med mildt til svært hørelse eller døvhed, der har brug for lyd-, syns- eller sanseløstærkning.
- Tilsligede brugere** Den tilsligtede bruger er en person med mildt til svært hørelse eller døvhed.
- Funktionsprincip** Visit alerting-systemet består af et sæt trådløst forbundne sendere og modtagere, der er placeret rundt omkring i hjemmet. Når en sender registrerer en aktivitet, sender den et signal til Visit-modtageren, som advarer brugeren med lyd, blink eller vibrationer. For at kunne bruge systemet skal du have mindst en sender og en modtager.

- Visit alarmsystemet vil ikke genoprette normal hørelse og vil ikke forhindre eller forbedre en hørenedsættelse eller døvhed som følge af organiske forhold.

Generelle advarsler

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, håndtering og driftsbetingelser. Opbevar denne folde til fremtidig brug. Hvis du lige har installeret enheden, skal denne folde gives til husstanden.

Advisers om farer

- Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan resultere i brand, elektrisk stød eller anden personskade eller skade på enheden eller anden ejendom.
- Opbevar denne enhed utilgængeligt for børn under 3 år.
- Brug eller opbevar ikke denne enhed i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild, radiatorer, ovne eller andre enheder, der producerer varme.
- Skil ikke enheden ad; der er risiko for elektrisk stød. Garantien bortfalder, hvis der pilles ved eller afmonteres enheden.
- Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Udsæt ikke enheden for fugt.
- Beskyt enheden mod stød under opbevaring og transport.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af denne enhed. Brug kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for at ændre elektrisk stød.
- Beskyt kablerne mod enhver potentiel kilde til skade.

Information om produktsikkerhed

- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i beskadigelse af enheden og gøre garantien ugyldig.
- Brug ikke enheden i områder, hvor elektronisk udstyr er forbudt.
- Enheden må kun repareres af et autoriseret servicecenter.
- Hvis du støder på andre problemer med din enhed, skal du kontakte kobsstedet, dit lokale Bellman & Symfon-kontor eller producenten. Visit [bellman.com](#) for kontaktoplysninger.
- Tab ikke din enhed. Hvis du taber den på en hård overflade, kan den tage skade.
- Hvis der sker en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, skal du kontakte producenten og den relevante myndighed.

Driftsbetingelser

Brug enheden i et tørt miljø inden for de temperatur- og fugtighedsgrænser, der er angivet i denne folde. Hvis enheden bliver våd eller udsat for fugt, bør den ikke længere betragtes som pålidelig og bør derfor udsiftes.

Rengøring

Brug en blød, fugtfri klud. Undgå at få fugt ind i åbningerne. Brug ikke husholdningsrengøringssmidler, aerosolsprays, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller silbemidler. Denne enhed kræver ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheden ser ud til at være beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du følge instruktionerne i brugervejledningen og denne folde. Hvis produktet stadig ikke fungerer efter hensigten, skal du kontakte din lokale høreapparatsspecialist for at få oplysninger om service og garanti.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produkt i 90 dage fra kobsdatoen mod eventuelle defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder kun under normale brugs- og serviceforhold og omfatter ikke skader som følge af uheld, forsømmelse, misbrug, uautoriseret demontering eller forurening, uanset hvordan de er opstået. Denne garanti udelukker tilfældige skader og folgeskader. Desuden dækker garantien ikke naturkatastrofer som f.eks. brand, oversvømmelse, orkaner og tornadoer.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer med territoriet. Nogle lande eller jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af tilfældige skader eller folgeskader eller begrænsning af, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti er et supplement til dine lovebestemte rettigheder som forbruger. Ovenstående garanti må ikke ændres, medmindre det sker skriftligt og er underskrevet af begge parter.

Forklaring af symboler

- MD** Angiver at varen er en medicinsk enhed.
- UDI** Angiver en bærer, der indeholder unikke oplysninger om enhedens identifikation.
- Angiver at produktet ikke må bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til separate indsamlingsanlæg til genbrug og genanvendelse.
- SN** Angiver producentens serienummer, så et specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
- REF** Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.
- Angiver producenten af det medicinske udstyr.
- Dette symbol viser, at brugeren skal læse brugsanvisningen.
- Dette symbol angiver, at der skal udvises forsigtighed ved betjening af enheden eller kontrollen i nærheden af, hvor symbolet er placeret, eller at den aktuelle situation kræver, at operatøren er opmærksom eller handler for at undgå uønskede konsekvenser.
- At identificere et sted, hvor man kan finde oplysninger, især i en nedslutning.
- Angiver de temperaturgrænser, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.
- Angiver det fugtighedsområde, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.

Información om overholdelse

Hermes erklærer Bellman & Symfon, at dette produkt i Europa er i overensstemmelse med de væsentlige krav i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745. Den fulde tekst til overensstemmelseserklæringen kan hentes på Bellman & Symfon's hjemmeside [bellman.com](#).

Tekniske specifikationer

- Vægt** 25 g
- Dimensioner** 25 × 62 × 13 mm
- Farve** Hvid
- Længde på kabel** 0,5 m, 1,6 ft
- Stik** 3,5 mm monostik
- Betjening** Temp: 0 °F til 35 °C Luftfugtighed: 15% – 90%, ikke-kondenserende Dette tilbehør kan bruges med følgende enheder:
 - Alle Visit-enheder med en ekstern indgang
 - BE1370-C Vækkeur Pro
 - BE9023-P02 Magnetisk Kontakt
- Konfiguration** BE9023-P02 Magnetisk Kontakt
- I kassen** BE9023-P02 Magnetisk Kontakt

- Se den tilhørende brugervejledning for detaljerede produktoplysninger.

Información del producto

Lea esto primero

Este folleto le guía sobre cómo utilizar y mantener su nuevo Interruptor Magnético. Asegúrese de leer atentamente este folleto, incluida la sección **Advertencias**. Si tiene preguntas adicionales, póngase en contacto con su audioprotesista.

Acerca del BE9023-P02 Interruptor Magnético

Objetivo previsto El Objetivo previsto del sistema de alerta de visitas es alertar a las personas sordas o con dificultades auditivas de señales importantes en su hogar.

Grupo de usuarios previsto El Grupo de usuarios previsto está formado por personas de todas las edades con pérdida de audición o sordera de leve a severa que necesitan amplificación auditiva, visual o sensorial.

Usuario previsto El Usuario previsto es una persona con pérdida de audición o sordera de leve a severa.

Principio de funcionamiento El sistema de alerta Visit consiste en un conjunto de transmisores y receptores conectados de forma inalámbrica que se encuentran repartidos por toda la casa. Cuando un transmisor detecta una actividad, envía una señal al receptor Visit que alerta al usuario con sonidos, destellos o vibraciones. Para utilizar el sistema, necesita al menos un transmisor y un receptor.

- El sistema de alerta Visit no restablecerá la audición normal y no evitará ni mejorará una discapacidad auditiva o una sordera derivada de afecciones orgánicas.

Advertencias generales

Esta sección contiene información importante sobre seguridad, manejo y condiciones de funcionamiento. Conserve este folleto para un uso futuro. Si acaba de instalar el aparato, entregue este folleto al propietario.

Advertencias de peligro

- El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones o daños al aparato o a otros bienes.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- No utilice ni guarde este aparato cerca de fuentes de calor como llamas, radiadores, hornos u otros aparatos que produzcan calor.
- No desmonte el aparato; existe riesgo de descarga eléctrica. La manipulación o el desmontaje del aparato anulará la garantía.
- Este aparato está diseñado únicamente para su uso en interiores. No exponga el aparato a la humedad.
- Proteja el aparato de golpes durante el almacenamiento y el transporte.
- No realice cambios ni modificaciones en este aparato. Utilice únicamente accesorios originales de Bellman & Symfon para evitar cualquier descarga eléctrica.
- Proteja los cables de cualquier posible fuente de daños.

Información sobre la seguridad de los productos

- El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el aparato y anular la garantía.
- No utilice el aparato en zonas donde esté prohibido el uso de equipos electrónicos.
- El aparato sólo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- Si tiene otros problemas con su aparato, póngase en contacto con el punto de compra, con su oficina local de Bellman & Symfon o con el fabricante. Visite [bellman.com](#) para obtener información de contacto.
- Si se produce un incidente grave relacionado con este aparato, póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente.
- No deje caer su dispositivo. Dejarlo caer sobre una superficie dura puede dañarlo.

Condiciones de funcionamiento

Utilice el aparato en un entorno seco dentro de los límites de temperatura y humedad indicados en este folleto. Si el aparato se moja o se expone a la humedad, dejará de considerarse fiable y, por lo tanto, deberá sustituirse.

Limpieza

Utilice un paño suave y sin pelusas. Evite que penetre humedad en las aberturas. No utilice limpiadores domésticos, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco ni productos abrasivos. Este aparato no requiere esterilización.

Servicio y asistencia

Si el aparato parece estar dañado o no funciona correctamente, siga las instrucciones de la guía del usuario y de este folleto. Si el producto sigue sin funcionar como es debido, póngase en contacto con su audioprotesista local para obtener información sobre el servicio y la garantía.

Condiciones de garantía

Bellman & Symfon garantiza este producto durante 90 días a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto que se deba a materiales o mano de obra defectuosos. Esta garantía sólo se aplica a las condiciones normales de uso y servicio, y no incluye los resultados de accidentes, negligencia, uso indebido, desmontaje, no autorizado o contaminación, sea cual sea su causa. Esta garantía excluye los daños incidentales y consecuentes. Además, la garantía no cubre los casos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían según el territorio. Algunos

países o jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no ser aplicable en su caso. Esta garantía es adicional a sus derechos legales como consumidor. La garantía anterior no podrá ser modificada salvo por escrito firmado por ambas partes.

Explicación de los símbolos

- MD** Indica que el artículo es un producto sanitario.
- UDI** Indica un soporte que contiene información de identificación único de dispositivo.
- Indica que el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar, sino que debe enviarse a instalaciones de recogida selectiva para su recuperación y reciclado.
- SN** Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un producto sanitario concreto.
- REF** Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar el producto sanitario.
- Indica el fabricante del producto sanitario.
- Este símbolo indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.
- Este símbolo indica que es necesario actuar con precaución al utilizar el dispositivo o control cerca de donde está colocado el símbolo, o que la situación actual requiere la atención del operador o la acción del operador para evitar consecuencias indeseables.
- Identificar un lugar donde se puede encontrar información, especialmente en caso de emergencia.
- Indica los límites de temperatura a los que puede exponerse con seguridad el producto sanitario.
- Indica el intervalo de humedad al que puede exponerse con seguridad el producto sanitario.

Información sobre el cumplimiento

Por la presente, Bellman & Symfon declara que, en Europa, este producto cumple los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. El texto completo de la declaración de conformidad puede obtenerse en el sitio web de Bellman & Symfon [bellman.com](#).

Especificaciones técnicas

- Peso** 25 g
- Dimensiones** 25 × 62 × 13 mm
- Color** Blanco
- Longitud del cable** 0,5 m
- Conector** Clavija mono de 3,5 mm
- Funcionamiento** Temperatura: de 0° a 35° C Humedad: 15% a 90%, sin condensación
- Configuración** Este accesorio puede utilizarse con los siguientes dispositivos:
 - Todos los dispositivos Visit que lleven una entrada externa
 - BE1370-C Despertador Pro
 - BE9023-P02 Interruptor Magnético
- En la caja** Para obtener información detallada sobre el producto, consulte el manual de usuario correspondiente.

Tuotetiedot

Lue tämä ensin

Tässä oppaassa opastetaan sinua uuden Magneettikytkimen käytössä ja huollossa. Varmista, että luet tämän vihkosien huolellisesti, mukaan lukien **Varoitukset**-osion. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Tietoja BE9023-P02 Magneettikytkin

- Käyttötarkoit** Visit-hälytysjärjestelmä tarkoituksena on varoittaa kuuoroja ja huonokuloisia henkilöitä tärkeistä signaaleista heidän kodissaan.
- Käyttäjryhmä** Tarkoitettu käyttäjryhmä koostuu kaikenikäisistä

Informazioni sul prodotto

Legga prima questo documento

Questo libretto la guida all'uso e alla manutenzione del suo nuovo Interruttore Magnetico. Si assicuri di leggere attentamente questo libretto, compresa la sezione **Avvertenze**. Se ha ulteriori domande, si rivolga al suo audioprotesista.

Informazioni sull'Interruttore Magnetico BE9023-P02

Scopo previsto

Lo scopo previsto del sistema di allerta Visit è quello di avvisare le persone sorde e ipoudenti di segnali importanti nella loro casa.

Gruppo di utenti previsto

Il gruppo di utenti previsto è composto da persone di tutte le età con perdita dell'udito o sordità da lieve a grave che necessitano di un'amplificazione audio, visiva o sensoriale.

Utente previsto

L'utente previsto è una persona con perdita dell'udito o sordità da lieve a grave.

Principio di funzionamento

Il sistema di allerta Visit è costituito da una serie di trasmettitori e ricevitori collegati in modalità wireless, situati in tutta la casa. Quando un trasmettitore rileva un'attività, segnala al ricevitore. Visit che avvisa l'utente con suoni, flash o vibrazioni. Per utilizzare il sistema, sono necessari almeno un trasmettitore e un ricevitore.

 Il sistema di allarme Visit non ripristina l'udito normale e non previene o migliora un'ipoacusia o una sordità derivante da condizioni organiche.

Avvertenze generali

Questa sezione contiene informazioni importanti sulla sicurezza, sulla manipolazione e sulle condizioni operative. Conservi questo opuscolo per un uso futuro. Se sta installando il dispositivo, questo foglio deve essere consegnato al proprietario della casa.

Avvertenze di pericolo

▲ La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altre proprietà.

■ Tenga questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

- Non utilizzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termosifoni, forni o altri dispositivi che producano calore.
- Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.

- Questo dispositivo è progettato solo per uso interno. Non esponga il dispositivo all'umidità.
- Protegga il dispositivo dagli urti durante la conservazione e il trasporto.
- Non apporti modifiche o cambiamenti a questo dispositivo. Utilizzi solo accessori originali Bellman & Symfon per evitare scosse elettriche.
- Informi i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

Proteggiamo sulla sicurezza dei prodotti

▲ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

- Non utilizzi il dispositivo in aree in cui è vietato l'uso di apparecchiature elettroniche.
- Il dispositivo può essere riparato solo da un centro servizi autorizzato.

Se riscontra altri problemi con il dispositivo, contatti il punto vendita, l'ufficio Bellman & Symfon locale o il produttore. Visiti il sito **bellman.com** per le informazioni di contatto.

- Se si verifica un incidente grave in relazione a questo dispositivo, contatti il produttore e le autorità competenti.
- Non faccia cadere il dispositivo. La caduta su una superficie dura può danneggiarlo.

Condizioni operative

Utilizzi il dispositivo in un ambiente asciutto, entro i limiti di temperatura e umidità indicati nel presente foglio illustrativo. Se il dispositivo si bagna o è esposto all'umidità, non deve più essere considerato affidabile e deve quindi essere sostituito.

Pulizia

Utilizzi un panno morbido e privo di pelucchi. Eviti che l'umidità penetri nelle aperture. Non utilizzi detergenti domestici, spray, solventi, alcol, ammoniaca o abrasivi. Questo dispositivo non richiede la sterilizzazione.

Servizio e supporto

Se il dispositivo sembra danneggiato o non funziona correttamente, segua le istruzioni contenute nel manuale d'uso e in questo foglio. Se il prodotto continua a non funzionare come previsto, contatti il suo audioprotesista di fiducia per informazioni sul servizio e sulla garanzia.

Condizioni di garanzia

Bellman & Symfon garantisce questo prodotto per 90 giorni dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto dovuto a materiali o lavorazione difettosi. Questa garanzia si applica solo alle normali condizioni d'uso e di servizio e non include i danni derivanti da incidenti, negligenza, uso improprio, smontaggio non autorizzato o contaminazione, in qualsiasi modo causati. Questa garanzia esclude i danni incidentali e consequenziali. Inoltre, la garanzia non copre gli Atti di Dio, come incendi, inondazioni, uragani e tornado.

La presente garanzia le conferisce diritti legali specifici e potrebbe avere anche altri diritti che variano a seconda del territorio. Alcuni Paesi o giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione di danni incidentali o consequenziali, o limitazioni sulla durata di

una garanzia implicita, pertanto la garanzia di cui sopra potrebbe non essere applicabile a lei. Questa garanzia si aggiunge ai suoi diritti legali di consumatore. La garanzia di cui sopra non può essere modificata se non in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

Spiegazione del simbolo

MD	Indica che l'articolo è un dispositivo medico.
UDI	Indica un vettore che contiene informazioni univoche sull'identificativo del dispositivo.
	Indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato, ma deve essere inviato a centri di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.
SN	Indica il numero di serie del produttore, in modo da poter identificare un dispositivo medico specifico.
REF	Indica il numero di catalogo del produttore, in modo da poter identificare il dispositivo medico.
	Indica il produttore del dispositivo medico.
	Questo simbolo indica la necessità di consultare le istruzioni per l'uso.
	Questo simbolo indica che è necessario prestare attenzione quando si aziona il dispositivo o il comando in prossimità del punto in cui è posizionato il simbolo, oppure che la situazione attuale richiede la consapevolezza dell'operatore o un suo intervento per evitare conseguenze indesiderate.
	Identificare un luogo dove si possono trovare informazioni, soprattutto in caso di emergenza.
	Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
	Indica l'intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.

Informazioni sulla conformità

Con la presente Bellman & Symfon dichiara che, in Europa, questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web Bellman & Symfon **bellman.com**.

Specifiche tecniche

Peso	25 g
Dimensioni	25 × 62 × 13 mm
Colore	Bianco
Lunghezza del cavo	0,5 m
Connettore	Spina mono da 3,5 mm
Funzionamento	Temperatura: da 0° a 35° C Umidità: dal 15% – 90%, senza condensa
Configurazione	Questo accessorio può essere utilizzato con i seguenti dispositivi: - Tutti i dispositivi Visit che dispongono di u ingresso esterno - BE1370-C Sveglia Pro

Nella scatola

-  Per informazioni dettagliate sul prodotto, consulti il manuale utente corrispondente.

- Non utilizzi il dispositivo in aree in cui è vietato l'uso di apparecchiature elettroniche.

- Il dispositivo può essere riparato solo da un centro servizi autorizzato.

Se riscontra altri problemi con il dispositivo, contatti il punto vendita, l'ufficio Bellman & Symfon locale o il produttore. Visiti il sito **bellman.com** per le informazioni di contatto.

- Se si verifica un incidente grave in relazione a questo dispositivo, contatti il produttore e le autorità competenti.
- Non faccia cadere il dispositivo. La caduta su una superficie dura può danneggiarlo.

De boogde gebruiker is een persoon met licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.

Condizioni operative

Utilizzi il dispositivo in un ambiente asciutto, entro i limiti di temperatura e umidità indicati nel presente foglio illustrativo. Se il dispositivo si bagna o è esposto all'umidità, non deve più essere considerato affidabile e deve quindi essere sostituito.

Pulizia

Utilizzi un panno morbido e privo di pelucchi. Eviti che l'umidità penetri nelle aperture. Non utilizzi detergenti domestici, spray, solventi, alcol, ammoniaca o abrasivi. Questo dispositivo non richiede la sterilizzazione.

De boogde gebruiker is een persoon met licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.

Over de BE9023-P02 Magnetische Schakelaar

Beoogd doel

Het beoogde doel van het Visit waarschuwingssysteem is om doven en slechthorenden te waarschuwen voor belangrijke signalen in hun huis.

Beoogde gebruikersgroep

De beoogde gebruikersgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden met een licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid die audio-, visuele of sensorische versterking nodig hebben.

Beoogde gebruiker

De beoogde gebruiker is een persoon met licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid.

Werksingsprincipe
Het Visit waarschuwingssysteem bestaat uit een set draadloos verbonden zenders en ontvangers die overal in huis geplaatst zijn. Wanneer een zender een activiteit detecteert, stuurt deze een signaal naar de Visit ontvanger die de gebruiker waarschuwt met geluid, flitsen of trillingen. Om het systeem te kunnen gebruiken, hebt u minstens één zender en één ontvanger nodig.

Algemene waarschuwingen

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over veiligheid, behandeling en bedrijfsomstandigheden. Bewaar deze folder voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat pas installeert, moet u deze bijsluiter aan de huisgeenar geven.

Gevearwaarschuwingen

- Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden

tot brand, elektrische schokken, ander letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen.

- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

- Gebruik of bewaar dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals open vuur, radiatoren, ovens of andere apparaten die warmte produceren.

- Demonteer het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Als u met het apparaat knoeit of het uit elkaar haalt, vervalt de garantie.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht.

- Bescherm het apparaat tegen schokken tijdens opslag en transport.

- Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat aan. Gebruik alleen originele Bellman & Symfon accessoires om elektrische schokken te voorkomen.

- Bescherm de kabels tegen mogelijke schadebronnen.

Informatie over productveiligheid

- Als u deze instructies niet opvolgt, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.

- Gebruik het apparaat niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.

- Het apparaat mag alleen gerepareerd worden door een erkend servicecentrum.

- Neem bij andere problemen met uw apparaat contact op met het verkooptpunt, uw plaatselijke Bellman & Symfon kantoor of de fabrikant. Visiti **bellman.com** voor contactinformatie.

- Als er zich een ernstig incident voordoet waarbij dit apparaat betrokken is, neem dan contact op met de fabrikant en de relevante autoriteit.

- Laat uw apparaat niet vallen. Als u het op een hard oppervlak laat vallen, kan het beschadigd raken.

Bedrijfsomstandigheden

Gebruik het apparaat in een droge omgeving binnen de temperatuur- en vochtigheidslimieten die in deze bijsluiter worden vermeld. Als het apparaat nat wordt of wordt blootgesteld aan vocht, mag het niet langer als betrouwbare bron beschouwd en moet het daarom worden vervangen.

Reiniging

Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in openingen komt. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbusen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen. Dit apparaat hoeft niet gestileeriseerd te worden.

Service en Ondersteuning

Als het apparaat beschadigd lijkt of niet goed werkt, volg dan de instructies in de gebruikershandleiding en deze folder. Als het product nog steeds niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met uw audicien voor informatie over service en garantie.

Garantievoorwaarden

Bellman & Symfon garandeert dit product gedurende 90 dagen vanaf de aankoopdatum tegen defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor normale gebruiks- en serviceomstandigheden en omvat geen schade als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd gebruik, onbevoegde demontage of verontreiniging door welke oorzaak dan ook. Deze garantie sluit incidentele schade en gevolgschade uit. Bovendien dekt de garantie geen overmacht, zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per land verschillen. Sommige landen of rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toe, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als consument. De bovenstaande garantie kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen.

Symbool uitleg

MD	Geeft aan dat het artikel een medisch apparaat is.
UDI	Geeft een drager aan die unieke informatie over apparaatidentificatie bevat.
	Geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid als ongeoordeerd afval, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terwinning en recycling.
SN	Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.
REF	Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.
	Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan.
	Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
	Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie vraagt om oplettendheid bij de bediener of actie van de bediener om ongewenste gevolgen te voorkomen.
	Een plaats aanduiden waar informatie kan worden gevonden, vooral in noodgevallen.
	Geeft de temperatuurlimieten aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.
	Geeft het bereik van de vochtigheid aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

Nalevingsinformatie

Hierbij verklaart Bellman & Symfon dat dit product in Europa voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de Bellman & Symfon website **bellman.com**.

Technische specificaties

Gewicht	25 g
Afmetingen	25 × 62 × 13 mm
Kleur	Wit
Kabel lengte	0,5 m
Aansluiting	3,5 mm monostekker
Werking	Temperatuur: 0° tot 35° C Vochtigheid: 15% – 90%, niet-condenserend
Configuratie	Dit accessoire kan met de volgende apparaten worden gebruikt: - Alle Visit apparaten met een Externe ingang - BE1370-C Wekker Pro
In de doos	BE9023-P02 Magnetische Schakelaar

-  Raadpleeg de bijbehorende gebruikshandleiding voor gedetailleerde productinformatie.

- Gebruik het apparaat niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.

- Het apparaat mag alleen gerepareerd worden door een erkend servicecentrum.

- Neem bij andere problemen met uw apparaat contact op met het verkooptpunt, uw plaatselijke Bellman & Symfon kantoor of de fabrikant. Visiti **bellman.com** voor contactinformatie.

- Als er zich een ernstig incident voordoet waarbij dit apparaat betrokken is, neem dan contact op met de fabrikant en de relevante autoriteit.

- Laat uw apparaat niet vallen. Als u het op een hard oppervlak laat vallen, kan het beschadigd raken.

Bedrijfsomstandigheden

Gebruik het apparaat in een droge omgeving binnen de temperatuur- en vochtigheidslimieten die in deze bijsluiter worden vermeld. Als het apparaat nat wordt of wordt blootgesteld aan vocht, mag het niet langer als betrouwbare bron beschouwd en moet het daarom worden vervangen.

Om BE9023-P02 Magnetisk Bryter

Tiltenkt formål
Det tiltenkte formålet med Visit varslingsystemet er å varsle dove og hørselshemmede om viktige signaler i hjemmet.

Tiltenkt brukerguppe
Den tiltenkte brukerguppen består av personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap eller døvhøet som trenger lyd-, syns- eller sanseforsterkning.

Tiltenkt bruker
Den tiltenkte brukeren er en person med mildt til alvorlig hørselstap eller døvhøet.

Prinsipp for drift
Visit varslingsystemet består av et sett med trådløst tilkoblede sendere og mottakere som er plassert rundt omkring i hjemmet. Når en sender registrerer en aktivitet, sender den et signal til Visit tiltsmottakeren som varsler brukeren med lyd, blink eller vibrasjoner. For å kunne bruke systemet trenger du minst én sender og én mottaker.

Visit varslingsystemet vil ikke gjennopprette normal hørsel og vil ikke forhindre eller forberde en hørselsnedsettelse eller døvhøet som skyldes organiske forhold.

Generelle advvarsler

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om sikkerhet, hendering og driftsforhold. Ta vare på denne brosjyren for fremtidig bruk. Hvis du bare skal installere enheten, må denne brosjyren gå til husets eier.

Advvarsler om farer

- Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen personskade eller skade på enheten eller annen eiendom.

- Oppbevar denne enheten utillgjengelig for barn under 3 år.

- Ikke bruk eller oppbevar denne enheten i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiator, ovner eller andre enheter som produserer varme.

- Ikke demonter enheten; det er fare for elektrisk støt. Garantien bortfaller hvis enheten manipuleres eller demonteres.

- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke utsett enheten for fuktighet.

- Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.

- Ikke bruk endringer eller modifikasjoner på denne enheten.

- Bruk kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for å unngå elektrisk støt.

- Beskytt kablene mot potensielle skadekilder!

Informasjon om produktsikkerhet

- Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på enheten og gjøre garantien ugyldig.

- Ikke bruk enheten i områder der elektronisk utstyr er forbudt.

- Enheten må kun repareres av et autorisert serviceverksted.

- Hvis du har andre problemer med enheten, må du kontakte utsalgsstedet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. Besøk **bellman.com** for kontaktinformasjon.

- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse med denne enheten, må du kontakte produsenten og de relevante myndighetene.

- Ikke mist enheten din. Hvis du mister den på en hard overflate, kan den bli skadet.

Driftsforhold

Bruk enheten i et tørt miljø innenfor de temperatur- og fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Hvis enheten blir våt eller utsettes for fuktighet, er den ikke lenger å anse som pålitelig og bør derfor skiftes ut.

Reingjoring

Bruk en myk, fuktig klut. Unngå at det kommer fuktighet inn i åpningene.

Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkoholl ammoniakk eller slipemidler. Denne enheten krever ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheten ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som den skal, følger du instruksjonene i brukerhåndboken og denne brosjyren. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som tiltenkt, kan du kontakte din lokale audiograf for informasjon om service og garanti.

Garantibetingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produktet i 90 dager fra kjøpsdato mot eventuelle defekter som skyldes feil i materialer eller utførelse. Denne garantien gjelder kun ved normal bruk og service, og omfatter ikke skader som skyldes ullah, forsømmelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurensning, uansett årsak. Denne garantien omfatter ikke tilfældige skader og følgeskader. Garantien dekker heller ikke naturkatastrofer som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer med territoriet. Noen land eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfældige skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Ovennevnte garanti kan ikke endres, med mindre den er skriftlig undertegnet av begge parter.

Symbolforklaring

MD	Indikerer at enheten er en medisinsk enhet.
UDI	Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhetens identifikator.
	Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.
SN	Angir produsentens serienummer slik at en bestemt medisk enhet kan identifiseres.
REF	Angir produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	Angir produsenten av den medisinske enheten.
	Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruks-anvisningen.
	Dette symbolet indikerer at det er nødvendig med forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatoren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser.
	Å identifisere et sted hvor man kan finne informasjon, spesielt i en nødsituasjon.
	Angir temperaturgrensene som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.
	Angir fuktighetsområdet som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.

Samsvarsinformasjon

Bellman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i