






BE1411
Visit Door Transmitter





Visit Door Transmitter

4	User manual
20	Manual del usuario
36	Mode d'emploi
52	用戶手冊
68	用戶手冊
84	ユーザーマニュアル
100	Appendix (English only)

EN

ES

FR

CN_{SI}

CN_{TM}

JP

App


Read this first

This booklet guides you on how to use and maintain your new Transmitter. Ensure you read this booklet carefully, including the **Warnings** section. If you have additional questions, contact your point of purchase for further assistance.

Intended user group The intended user group are people of all ages.


Principle of operation The Visit alerting system consists of a set of wirelessly connected transmitters and receivers that are located across the home. When a transmitter detects an activity, it signals the Visit receiver that alerts the user with sound, flashes or vibrations. In order to use the system, you need at least one transmitter and one receiver.

Overview




Basic installation – single sound source

- 1 Remove the battery pull tab to start the unit. Clean the wall with the wet wipe and remove the protective film from the Velcro.
- 2 Mount the door transmitter to the left of the doorbell's sound source, as close as possible. You can also use the supplied screw and plug.



Installation – intercom and electronic doorbell


- 1 Remove the protective film from the external microphone (sold separately) and attach it to the intercom's speaker. Connect it to the transmitter.
- 2 Pull the battery tab to start the transmitter. Clean the wall with the wet wipe and remove the protective film from the Velcro.
- 3 Mount the door transmitter to the left of the doorbell's sound source, as close as possible. Note that the intercom and doorbell must be at least 25 cm, 10" apart to avoid sound interference.



Installation – intercom and mechanical doorbell

If you have an intercom and a mechanical doorbell, you may need two door transmitters, i.e. one for each sound source.


- 1 Pull the battery tab to start each door transmitter. Clean the wall surface with the wet wipe and remove the protective film from the Velcro.
- 2 Mount one of the door transmitters to the left of the doorbell and the other to the left of the intercom's speaker, as close to the sound sources as possible.



Optimizing the doorbell detection


The next step is to teach the transmitter to recognize your doorbell.

- 1 Press and hold button 1 until the top LED start to blink. Release it to start the recording.
- 2 **For door buzzers:** Press and hold the doorbell for at least 8 seconds.
For door chimes: Press the doorbell at least 8 times.
- 3 Press button 1 on the transmitter to stop the recording. If the LED lights up in red, you need to repeat steps 1 and 2. Following the same steps, you can use button 2 to record the sound of your intercom.



Testing the signal

- 1 Ring the doorbell or intercom.
- 2 The LED on the Visit receiver lights up in green and the receiver starts to sound, flash or vibrate, depending on the model. If it doesn't react, see **Troubleshooting**.




Sound Level Mode (The transmitter only reacts to dB levels)

- 1 **Prepare the device**
 - Remove the front cover and one of the batteries.
 - Wait for 10 seconds.
 - Hold down test button1 and 2 simultaneously.
 - While still holding down the buttons, refit the battery.
- 2 **Activate Sound Level mode**
 - Keep holding down the test buttons until the green LEDs light up.
 - Release the buttons
 - The unit is now in Sound Level Mode.
- 3 **Choose a sensitivity**
 - Use the test buttons to toggle between the sensitivity thresholds. Red: 65dB, Amber: 75dB and Green: 85dB

To deactivate Sound Level mode

- Repeat the steps in "Prepare the device".
- Release the buttons once the battery is refitted. The LEDs light up in green to confirm.

Please note: Sound Level Mode may generate unwanted alerts caused by ambient noise.



General warnings

This section contains important information about safety, handling and operating conditions. Keep this booklet for future use. If you are just installing the device, this booklet must be given to the householder.



Hazard warnings

- Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to the device or other property.
- Make sure to keep this device out of reach of children under 3 years.
- Note that alarms and notifications can be missed if batteries run out.
- Use only battery types that are specified in this booklet.
- This device is designed for indoor use only. Do not expose the device to moisture.
- Protect the device from shocks during storage and transport.
- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the user guide, may cause harmful interference to radio communication.
- Do not use or store this device near any heat sources such as naked flames, radiators, ovens or other devices that produce heat.

- Do not dismantle the device; there is a risk of electric shock. Tampering with or dismantling the device will void warranty.
- Protect cables from any potential source of damage.
- Do not make any changes or modifications to this device. Use only original Bellman & Symfon accessories to avoid any electrical shock.
- Batteries are toxic. Do not swallow them! Keep out of reach of children and pets. If they are swallowed, consult your physician immediately!



Information on product safety

- Failure to follow these instructions could result in damage to the device and void the warranty.
- Do not expose batteries to fire or to direct sunlight.
- Do not drop your device. Dropping onto a hard surface can damage it.
- Do not use the device in areas where electronic equipment is prohibited.
- The device may only be repaired by an authorized service center.
- If you encounter problems with your device, contact the point of purchase, your local Bellman & Symfon office or the manufacturer. Visit **bellman.com** for contact info.

- No company, enterprise or user is allowed to change the frequency, enhance the transmitting power or alter the original characteristics or performance on an approved low power radio frequency device.
- This device should not be used on aircrafts unless specifically permitted by flight personnel.

Operating conditions

Operate the device in a dry environment within the temperature and humidity limits stated in this leaflet. If the product gets wet or is exposed to moisture, it should no longer be regarded as reliable and should therefore be replaced.

Cleaning

Disconnect all cables before you clean your device. Use a soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Do not use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia, abrasives or compressed air.

Service and support

If the product appears to be damaged or doesn't function properly, follow the instructions in this booklet. If the product still doesn't function as intended, contact your local hearing care professional for information on service and warranty.

Warranty conditions

Bellman & Symfon guarantees this product (excluding the battery) for two (2) years from date of purchase against any defects that are due to faulty materials or workmanship. This guarantee only applies to normal conditions of use and service, and does not include damage resulting from accident, neglect, misuse, unauthorized dismantling, or contamination howsoever caused.

This guarantee excludes incidental and consequential damage. Further the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state. Some states or jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.

This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer. The above warranty may not be altered except in writing signed by both parties hereto.

Symbol explanation



Indicates the manufacturer's serial number so that a specific device can be identified.



Indicates the device manufacturer.



This symbol indicates the need for the user to consult the instructions for use.



This symbol indicates that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.



To identify a place where information may be found, especially in an emergency.



Indicates the temperature limits to which the device can be safely exposed.



Indicates the range of humidity to which the device can be safely exposed.

Troubleshooting

If

Try this

The LEDs blink in orange every minute

- Change the batteries. Only use 1.5 V AA (LR6) lithium or alkaline batteries.

The LEDs blink in orange every second

- There are other competing sound sources around the door transmitter. Switch them off or turn them down.
- Disconnect the External microphone to make sure it is not faulty.

The LED on the transmitter lights up when I press the doorbell or intercom - but the receiver is not activated

- Check the transmitter batteries and the receiver batteries and connections.
- Move the receiver closer to the transmitter to make sure it's within radio range.
- Check that the door transmitter and the receiver are set to the same radio key. For more information, see **Changing the the radio key** in the Appendix.

The receiver is activated for no reason

- There is probably another Visit system installed nearby that triggers your system. Change the radio key on all units, see **Changing the radio key** in the Appendix.

If	Try this
The LED on the transmitter doesn't light up when I ring the doorbell	- Make sure you have mounted the transmitter to the left of the doorbell sound source, no more than 3 cm apart. - If you are using an external microphone, make sure its connected. If you are using an intercom, make sure that the distance between the intercom and transmitter is at least 25 cm or that the internal microphone is turned off. - Try again to teach the transmitter to recognize the sound of your doorbell, see Optimizing the doorbell detection. - If the doorbell signal varies a lot, change to magnetic detection, see Electromagnetic detection in the Appendix.

Technical specifications

Dimensions	100×65×27 mm, 4.0×2.6×1.1"
Weight	100 – 118 g, 3.5 – 4.2 oz. depending on batteries
Power and battery	Battery: 2×1.5 V AA (LR6) lithium or alkaline Power consumption: Active < 70 mA, Idle position < 15 µA Operating time: Alkaline ~ 5 years, Lithium ~ 10 years
Activation	Via the test buttons, the internal or external microphone, via electromagnetic detection or the external trigger input.
Max output power	4.7 dBm
Radio frequency	433.92 MHz
Coverage	70 – 120 m, 230 – 394 ft, depending on the building's characteristics
No. of radio keys	64 as standard. Up to 256 with optional software.
Operation	Temp: 15° to 35° C, 59° – 95° F, Humidity: 5% – 90%, non-condensing
Accessories	BE9199 External microphone 2.5 m
In the box	- BE1411 Visit Door Transmitter 1.5V AA alkaline batteries - Velcro, screws and plugs

Lea esto primero

Este folleto le ofrece una guía de uso y mantenimiento para su nuevo transmisor. Asegúrese de leer este folleto detenidamente, incluida la sección de **Advertencias**. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su punto de venta para obtener más ayuda.


Grupo de usuarios previsto

El grupo de usuarios previsto está formado por personas de todas las edades.

Principio de funcionamiento


El sistema de alertas Visit consta de un conjunto de transmisores y receptores conectados de forma inalámbrica que se distribuyen por toda la casa. Cuando un transmisor detecta actividad, envía una señal al receptor Visit, que alerta al usuario con sonido, destellos o vibraciones. Para utilizar el sistema, se necesita al menos un transmisor y un receptor.

Descripción general




Instalación básica: fuente de sonido única

- 1 Retire la pestaña de la batería para iniciar la unidad. Limpie la pared con la toallita húmeda y retire la película protectora del velcro.
- 2 Monte el transmisor de puerta a la izquierda de la fuente de sonido del timbre, lo más cerca posible. También puede utilizar el tornillo y el taco suministrados.



Instalación: intercomunicador y timbre electrónico


- 1 Retire la película protectora del micrófono externo (se vende por separado) y fíjelo al altavoz del intercomunicador. Conéctelo al transmisor.
- 2 Tire de la pestaña de la batería para iniciar el transmisor. Limpie la pared con la toallita húmeda y retire la película protectora del velcro.
- 3 Monte el transmisor de puerta a la izquierda de la fuente de sonido del timbre, lo más cerca posible. Tenga en cuenta que el intercomunicador y el timbre deben estar separados al menos 25 cm (10") para evitar interferencias de sonido.



Instalación: intercomunicador y timbre mecánico

Si tiene un intercomunicador y un timbre mecánico, es posible que necesite dos transmisores de puerta; es decir, uno para cada fuente de sonido.


- 1 Tire de la pestaña de la batería para iniciar cada transmisor de puerta. Limpie la superficie de la pared con la toallita húmeda y retire la película protectora del velcro.
- 2 Monte uno de los transmisores de puerta a la izquierda del timbre y el otro a la izquierda del altavoz del intercomunicador, lo más cerca posible de las fuentes de sonido.



Optimización de la detección del timbre


El siguiente paso es enseñar al transmisor a reconocer el timbre.

- 1 Mantenga pulsado el botón 1 hasta que el LED superior comience a parpadear. Suéltelo para iniciar la grabación.
- 2 **Para timbres de zumbador:** mantenga pulsado el timbre durante al menos 8 s. **Para timbres de carillón:** pulse el timbre al menos 8 veces.
- 3 Pulse el botón 1 en el transmisor para detener la grabación. Si el LED se enciende en rojo, deberá repetir los pasos 1 y 2. Siguiendo los mismos pasos, puede utilizar el botón 2 para grabar el sonido de su intercomunicador.



Prueba de señal

- 1 Toque el timbre o el intercomunicador
- 2 El LED del receptor Visit se enciende en verde y el receptor comienza a sonar, emitir destellos o vibrar, según el modelo. Si no reacciona, consulte **Solución de problemas.**



Modo de nivel sonoro (El transmisor sólo reacciona a los niveles de dB.)

1 Prepare el aparato

- Retire la tapa frontal y una de las pilas.
- Espere 10 segundos.
- Mantenga pulsados simultáneamente los botones de prueba 1 y 2.
- Mientras mantiene pulsados los botones, vuelva a colocar la pila

2 Active el modo de nivel sonoro

- Mantenga pulsados los botones de prueba hasta que los LED verdes se enciendan.
- Suelte los botones
- La unidad está ahora en modo Nivel sonoro.


3 Elija una sensibilidad

- Utilice los botones de prueba para alternar entre la sensibilidad umbrales. Rojo: 65dB, Ámbar: 75dB y Verde: 85dB

Para desactivar el modo Nivel sonoro

- Repita los pasos de «Prepare el aparato».
- Suelte los botones una vez que haya vuelto a colocar la pila. Los LED se iluminan en verde para confirmarlo.

Nota: El modo de nivel sonoro puede generar alertas no deseadas causadas por el ruido ambiente.



Advertencias generales

Esta sección contiene información importante sobre la seguridad, el manejo y las condiciones de funcionamiento. Esta sección contiene información importante sobre la seguridad, el manejo y las condiciones de funcionamiento. Si usted solamente va a instalar el dispositivo, este folleto deberá entregarse al propietario.



Advertencias de peligro

- No seguir estas instrucciones de seguridad podría ocasionar un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones, o daños al dispositivo o a otros bienes.
- Asegúrese de mantener este dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- Tenga en cuenta que las alarmas y notificaciones pueden perderse si se agotan las baterías.
- Utilice únicamente los tipos de baterías que se especifican en este folleto.
- Este dispositivo está diseñado únicamente para uso en interiores. No exponga el dispositivo a la humedad.
- Proteja el dispositivo contra descargas durante el almacenamiento y el transporte.
- Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se

instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

- No utilice ni almacene este dispositivo cerca de fuentes de calor como llamas vivas, radiadores, hornos u otros dispositivos que generen calor.
- Proteja los cables de cualquier posible fuente de daños.
- No realice cambios ni modificaciones en este dispositivo. Utilice únicamente accesorios Bellman & Symfon originales para evitar descargas eléctricas.
- Las baterías son tóxicas. ¡No ingerir! Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. En caso de que se ingieran, ¡consulte al médico de inmediato!



Información acerca de la seguridad del producto

- De no seguir estas instrucciones podrían producirse daños en el dispositivo y anularse la garantía.
- No exponga las baterías al fuego ni a la luz solar directa.
- No deje caer su dispositivo. La caída sobre una superficie dura podría dañarlo.
- No utilice el dispositivo en áreas donde los equipos electrónicos estén prohibidos.
- El dispositivo solo debe ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- En caso de tener problemas con su dispositivo, póngase en contacto con el punto

de venta, su oficina local de Bellman & Symfon o el fabricante.

- Ninguna compañía, empresa o usuario está autorizado a cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión o alterar las características o el funcionamiento originales de un dispositivo de radiofrecuencia de baja potencia aprobado.

Condiciones de funcionamiento

Utilice el dispositivo en un entorno seco dentro de los límites de temperatura y humedad que se indican en este folleto. Si el producto se moja o se expone a la humedad, ya no debe considerarse fiable y, por lo tanto, debe reemplazarse.

Limpieza

Desconecte todos los cables antes de limpiar su dispositivo. Utilice un paño suave sin pelusas. Evite que entre humedad en las aberturas. No utilice productos de limpieza domésticos, espráis en aerosol, disolventes, alcohol, amoníaco, agentes abrasivos ni aire comprimido.

Servicio y soporte

Si el producto parece estar dañado o no funciona correctamente, siga las instrucciones de este folleto. Si el producto sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con su profesional local de la audición para obtener más información sobre el servicio y la garantía.

Condiciones de la garantía

Bellman & Symfon ofrece una garantía para este producto (excepto la batería) de dos (2) años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto que se deba a defectos en los materiales o la fabricación. Esta garantía solo se aplica en condiciones normales de uso y servicio, y no incluye los daños resultantes de accidentes, negligencia, mal uso, desmontaje no autorizado o contaminación de cualquier tipo. Quedan excluidos de esta garantía los daños ocasionales y emergentes. Asimismo, la garantía no cubre casos fortuitos, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; usted puede tener también otros derechos, que varían en función del estado. Algunos estados o jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de los daños ocasionales o emergentes, ni la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

Esta garantía es adicional a sus derechos legales como consumidor. La garantía anterior no podrá modificarse, a menos que se realice por escrito y con la firma de ambas partes.

Explicación de los símbolos



Indica el número de catálogo del fabricante que permite identificar el dispositivo.



Indica el fabricante del producto.



Indica dónde se puede encontrar información, especialmente en caso de emergencia.



Este símbolo indica que es necesario tener precaución al usar el dispositivo o control cerca de donde está colocado el símbolo, o que la situación actual requiere que el usuario sea consciente o actúe para evitar consecuencias indeseables.



Indica dónde se puede encontrar información, especialmente en caso de emergencia.



Indica los límites de temperatura a los que puede exponerse el dispositivo de forma segura.



Indica el intervalo de humedad al que puede exponerse el dispositivo de forma segura.

Solución de problemas

Si

Intente esto

Los LED parpadean en naranja cada minuto

- Cambie las baterías. Utilice únicamente baterías alcalinas o de litio AA de 1,5 V (LR6).

Los LED parpadean en naranja cada segundo

- Hay otras fuentes de sonido que compiten alrededor del transmisor de puerta. Apáguelas o baje el volumen.
- Desconecte el micrófono externo para asegurarse de que no esté defectuoso.

El LED del transmisor se enciende al pulsar el timbre o el intercomunicador, pero el receptor no se activa

- Compruebe las baterías del transmisor y del receptor, y sus conexiones.
- Acerque el receptor al transmisor para asegurarse de que esté dentro del alcance de radio.
- Compruebe que el transmisor de puerta y el receptor estén configurados con la misma clave de radio. Para obtener más información, consulte **Cambiar la clave de radio** en el Apéndice.

ES

Si	Intente esto
El receptor se activa sin motivo	Es probable que haya otro sistema Visit instalado cerca que active su sistema. Cambie la clave de radio en todas las unidades, consulte Cambiar la clave de radio en el Apéndice.
El LED del transmisor no se enciende al tocar el timbre	- Asegúrese de haber montado el transmisor a la izquierda de la fuente de sonido del timbre, a no más de 3 cm de distancia. - Si está utilizando un micrófono externo, asegúrese de que esté conectado. Si utiliza un intercomunicador, asegúrese de que la distancia entre el intercomunicador y el transmisor sea de al menos 25 cm o que el micrófono interno esté apagado. - Intente enseñar nuevamente al transmisor a reconocer el sonido del timbre, consulte Optimización de la detección del timbre. - Si la señal del timbre varía mucho, cambie a detección magnética, consulte Detección electromagnética en el Apéndice.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	100×65×27 mm, 4.0×2.6×1.1"
Peso	100 – 118 g, 3,5 – 4,2 oz., en función de las baterías
Alimentación y batería	Batería: 2×1,5 V baterías AA (LR6) de litio o alcalinas Consumo de energía: activo <70 mA, posición de reposo <15 µA Tiempo de funcionamiento: alcalinas ~5 años, litio ~10 años
Activación	A través de los botones de prueba, el micrófono interno o externo, a través de la detección electromagnética o la entrada de activación externa.
Potencia de salida	Máxima 4.7 dBm
Frecuencia de radio	433.92 MHz
Cobertura	70 – 120 m, 230 – 394 ft, dependiendo de las características del edificio.
Número de claves de radio	64 como estándar. Hasta 256 con software opcional.
Funcionamiento	Temperatura: 15° a 35° C, 59° – 95° F, Humedad: 5% – 90%, sin condensación
Accessories	BE9199 Micrófono externo 2,5 m
Contenido de la caja	- BE1411 Transmisor de puerta Visit - Baterías alcalinas AA de 1,5 V - Velcro, tornillos y tacos

Veillez commencer par lire ceci

Cette brochure vous guide sur la façon d'utiliser et d'entretenir votre nouvel émetteur. Assurez-vous de lire attentivement cette brochure, y compris la section **Avertissements**. Si vous avez d'autres questions, contactez votre point de vente pour obtenir de l'aide.


Groupe d'utilisateurs visé

Le groupe d'utilisateurs visé est composé de personnes de tous âges.

Principe de fonctionnement


Le système d'alerte Visit consiste en un ensemble d'émetteurs et de récepteurs connectés sans fil et répartis dans toute la maison. Lorsqu'un émetteur détecte une activité, il signale au récepteur Visit qui alerte l'utilisateur au moyen de sons, de clignotements ou de vibrations. Pour utiliser le système, vous avez besoin au moins d'un émetteur et d'un récepteur.

Aperçu




Installation de base – source sonore unique

- 1 Retirez la languette de la batterie pour démarrer l'appareil. Nettoyez le mur avec la lingette humide et retirez le film protecteur du velcro.
- 2 Montez l'émetteur de porte à gauche et le plus près possible de la source sonore de la sonnette. Vous pouvez également utiliser la vis et la cheville fournies.



Installation – interphone et sonnette électronique


- 1 Retirez le film protecteur du microphone externe (vendu séparément) et fixez-le sur le haut-parleur de l'interphone. Connectez-le à l'émetteur.
- 2 Enlevez la languette de la batterie pour mettre l'émetteur en marche. Nettoyez le mur avec la lingette humide et retirez le film protecteur du velcro.
- 3 Montez l'émetteur de porte à gauche et le plus près possible de la source sonore de la sonnette. Notez que l'interphone et la sonnette doivent être éloignés d'au moins 25 cm pour éviter les interférences sonores.



Installation – interphone et sonnette mécanique

Si vous disposez d'un interphone et d'une sonnette mécanique, vous aurez peut-être besoin de deux émetteurs de porte, soit un pour chaque source sonore.

- 1 Tirez sur la languette de la batterie pour démarrer chaque émetteur de porte. Nettoyez la surface du mur avec la lingette humide et retirez le film protecteur du Velcro.
- 2 Montez l'un des émetteurs de porte à gauche de la sonnette et l'autre à gauche du haut-parleur de l'interphone, le plus près possible des sources sonores.




Optimiser la détection de la sonnette

L'étape suivante consiste à apprendre à l'émetteur à reconnaître votre sonnette.

- 1 Appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED supérieur commence à clignoter. Relâchez-le pour démarrer l'enregistrement.
- 2 **Pour les buzzers de porte :** appuyez et maintenez la sonnette enfoncée pendant au moins 8 secondes.


Pour les carillons de porte : appuyez sur la sonnette au moins 8 fois.

- 3 Appuyez sur le bouton 1 de l'émetteur pour arrêter l'enregistrement. Si le voyant LED s'allume en rouge, vous devez répéter les étapes 1 et 2. En suivant les mêmes étapes, vous pouvez utiliser le bouton 2 pour enregistrer le son de votre interphone.



Tester le signal

- 1 Sonnez à la porte ou à l'interphone.
- 2 Le voyant LED du récepteur Visit s'allume en vert et le récepteur commence à émettre un son, à clignoter ou à vibrer, selon le modèle. S'il ne réagit pas, voir **Dépannage**.



Mode niveau sonore (L'émetteur ne réagit qu'aux niveaux en dB.)

1 Préparez l'appareil

- Retirez le couvercle avant et l'une des piles.
- Attendez 10 secondes.
- Maintenez les boutons de test 1 et 2 enfoncés simultanément.
- Tout en maintenant les boutons enfoncés, remettez la pile en place.

2 Activez le mode Niveau sonore

- Maintenez les boutons de test enfoncés jusqu'à ce que les diodes vertes s'allument.
- Relâchez les boutons
- L'appareil est maintenant en mode Niveau sonore.


3 Choisissez une sensibilité

- Utilisez les boutons de test pour basculer entre les seuils de sensibilité Rouge : 65dB, Ambre : 75dB et Vert : 85dB

Pour désactiver le mode Niveau sonore

- Répétez les étapes de la section "Préparation de l'appareil".
- Relâchez les boutons une fois la batterie remise en place. Les DEL s'allument en vert.

Remarque : Le mode Niveau sonore peut générer des alertes indésirables causées par le bruit ambiant.



Avertissements généraux

Cette partie contient des informations importantes sur la sécurité, la manipulation et les conditions d'utilisation. Conservez cette brochure pour une utilisation future. Si vous n'êtes que l'installateur de l'appareil, vous devez remettre cette brochure à l'utilisateur.

Avertissements de danger

- Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres blessures ou dommages à l'appareil ou à d'autres objets.
- Assurez-vous de garder cet appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Notez que les alarmes et les notifications peuvent être omises si les piles sont déchargées.
- Utilisez uniquement les types de piles spécifiés dans cette brochure.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne l'exposez pas à l'humidité.
- Protégez l'appareil contre les chocs durant le stockage et le transport.
- Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide de l'utilisateur, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

- N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues, des radiateurs, des fours ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne démontez pas l'appareil, il y a un risque de choc électrique. L'altération ou le démontage de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.
- Protégez les câbles de tout ce qui pourrait les endommager.
- N'apportez aucun changement ou modification à cet appareil. N'utilisez que des accessoires d'origine Bellman & Symfon pour éviter tout choc électrique.
- Les piles sont toxiques. Ne les avalez pas ! Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux. Si elles sont avalées, consultez immédiatement un médecin!

Informations sur la sécurité du produit

- Le non-respect de ces instructions pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.
- N'exposez pas les piles au feu ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas tomber votre appareil. Une chute sur une surface dure peut l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil dans les zones où les équipements électroniques sont interdits.
- L'appareil ne doit être réparé que par un centre de service agréé.

- Si vous rencontrez problèmes avec votre appareil, contactez le point d'achat, votre bureau local Bellman & Symfon ou le fabricant.
- Aucune société, entreprise ou utilisateur n'est autorisé à modifier la fréquence, à augmenter la puissance d'émission ou à altérer les caractéristiques ou les performances d'origine d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à bord des avions, sauf autorisation expresse du personnel navigant.

Conditions de fonctionnement

L'appareil doit être utilisé dans un environnement sec, dans les limites de température et d'humidité indiquées dans cette notice. Si le produit est mouillé ou exposé à l'humidité, il ne doit plus être considéré comme fiable et doit donc être remplacé.

Nettoyage

Avant de nettoyer votre appareil, débranchez tous les câbles. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. Évitez la pénétration d'humidité dans les orifices. N'utilisez pas de nettoyant ménager, de vaporisateur, de solvant, d'alcool, d'ammoniaque ni de produit abrasif.

Service et assistance

Si le produit semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement, suivez les

instructions de cette brochure. Si le produit ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez votre audioprothésiste pour vous renseigner sur le service et la garantie.

Conditions de garantie

Bellman & Symfon garantit ce produit (à l'exclusion de la pile) pendant deux (2) ans à partir de la date d'achat pour tout défaut lié à des problèmes de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions normales d'utilisation et de service, et n'inclut pas les dommages liés à un accident, à de la négligence, à une mauvaise utilisation, à un démontage non autorisé ou à une contamination, quelle qu'en soit la cause. Cette garantie exclut les dommages indirects ou consécutifs. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, comme les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui peuvent varier selon le pays. Certains pays ou lieux de juridiction n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, ni les limitations à la durée des garanties tacites ; dans ce cas, la limitation mentionnée ci-dessus ne s'appliquera pas à vous.

Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur. La garantie décrite ci-dessus ne peut être modifiée que par un écrit signé par les deux parties.

Explication des symboles



Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que l'appareil puisse être identifié.



Indique le fabricant du produit.



Pour identifier un endroit où l'information peut être trouvée, notamment en cas d'urgence.



Ce symbole indique qu'il convient d'être prudent lors de l'utilisation de l'appareil ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou que la situation actuelle nécessite la vigilance ou l'intervention de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.



Pour identifier un endroit où l'information peut être trouvée, notamment en cas d'urgence.



Indique les limites de température auxquelles l'appareil peut être exposé en toute sécurité.



Indique la plage d'humidité à laquelle l'appareil peut être exposé en toute sécurité.

Dépannage

Si

Les voyants LED clignotent en orange toutes les minutes

Les voyants LED clignotent en orange toutes les secondes

Le voyant LED de l'émetteur s'allume lorsque j'appuie sur la sonnette ou l'interphone - mais le récepteur n'est pas activé

Essayez

- Changer les piles. Utilisez uniquement des piles lithium ou alcalines de 1,5 V AA (LR6).

- Il existe d'autres sources sonores concurrentes autour de l'émetteur de porte. Éteignez-les ou baissez leur volume sonore.
- Débranchez le microphone externe pour vous assurer qu'il n'est pas défectueux.

- Vérifiez les piles de l'émetteur, les piles du récepteur et les connexions.
- Rapprochez le récepteur de l'émetteur pour vous assurer qu'il est à la portée de la radio.
- Vérifiez que l'émetteur de porte et le récepteur sont réglés sur la même clé radio. Pour plus d'informations, voir **Modifier la clé radio** dans l'annexe.

Si	Essayez
Le voyant LED de l'émetteur ne s'allume pas lorsque je sonne à la porte	- Assurez-vous d'avoir monté l'émetteur à gauche de la source sonore de la sonnette, à une distance maximale de 3 cm. - Si vous utilisez un microphone externe, assurez-vous qu'il est connecté. Si vous utilisez un interphone, assurez-vous que la distance entre l'interphone et l'émetteur est d'au moins 25 cm ou que le microphone interne est désactivé. - Essayez à nouveau d'apprendre à l'émetteur à reconnaître le son de votre sonnette, voir Optimiser la détection de la sonnette. - Si le signal de la sonnette varie beaucoup, passez à la détection magnétique, voir Détection électromagnétique dans l'annexe.
Le récepteur est activé sans raison	Il existe probablement un autre système Visit installé à proximité qui déclenche votre système. Changer la clé radio sur toutes les unités, voir Modifier la clé radio dans l'annexe.

Caractéristiques techniques

Dimensions	100×65×27 mm, 4.0×2.6×1.1"
Poids	100 – 118 g, 3.5 – 4.2 oz. en fonction des piles
Alimentation et piles	Piles : 2 × 1,5 V AA (LR6) lithium ou alcaline Consommation électrique : actif < 70 mA, Position de veille < 15 µA Durée de fonctionnement : alcaline ~ 5 ans, Lithium ~ 10 ans
Activation	Par le biais des boutons de test, du microphone interne ou externe, de la détection électromagnétique ou de l'entrée de déclencheur externe.
Puissance de sortie	Max 4.7 dBm
Fréquence radio	433.92 MHz
Couverture	70 à 120 m, 230 – 394 ft, selon les caractéristiques du bâtiment.
No. de clés radio	64 de série. Jusqu'à 256 avec logiciel en option.
Fonctionnement	Température: 15° à 35° C, 59° - 95° F, Humidité: 5% - 90%, sans condensation
Accessoire	BE9199 Microphone externe 2.5 m
Contenu de la boîte	- BE1411 Émetteur de porte Visit - Piles alcalines AA 1,5 V - Velcro, vis et chevilles

请先阅读

本手册将指导您如何使用和维护本门铃发射器。请务必仔细阅读本手册,包括“警告”部分。如果您还有其他疑问,请联系您的购买地点以获得进一步的帮助。


目标用户群

目标用户群包括各个年龄段的人。

操作原理


Visit 警报系统由一组无线连接的发射器和接收器组成,这些发射器和接收器分布在房屋各处。当发射器检测到活动时,它会向 Visit 接收器发送信号,通过声音、闪烁或振动的方式来提醒用户。要使用该系统,至少需要一台发射器和一台接收器。

概览




基本安装——单一声源

- 1 取下电池绝缘片,启动设备。用湿巾清洁墙面,并撕下魔术贴上的保护膜。
- 2 将门铃发射器安装在门铃声源的左侧,尽可能靠近。您也可以使用随附的螺丝和膨胀管。



安装——对讲机和电子门铃


- 1 取下外部麦克风(单独出售)的保护膜,将其贴在对讲机的扬声器上,另一端连接到发射器上。
- 2 取下电池绝缘片,启动发射器。用湿巾清洁墙壁,并撕下魔术贴上的保护膜。
- 3 将门铃发射器安装在门铃发声源的左侧,尽可能靠近。请注意,对讲机和门铃之间的距离至少应保持 25 厘米,以避免声音干扰。



安装——对讲机和机械门铃

如果您有对讲机和机械门铃,可能需要两个门铃发射器,即每个声源一个。


- 1 取下电池绝缘片以启动每个门铃发射器。用湿巾清洁墙面,并撕下魔术贴的保护膜。
- 2 将其中一个门铃发射器安装在门铃左侧,另一个安装在对讲机扬声器左侧,尽可能靠近声源。



优化门铃检测


下一步是教会发射器识别您的门铃。

- 1 按住按钮 1,直到顶部 LED 开始闪烁。松开按钮开始录音。
- 2 对于对讲门铃: 按住门铃至少 8 秒。
对于普通门铃: 按门铃至少 8 次。
- 3 按下发射器上的按钮 1 停止录音。如果 LED 指示灯亮起红色,则需要重复步骤 1 和 2。按照相同的步骤,您可以使用按钮 2 录制对讲机的声音。



测试信号

- 1 按下门铃或对讲机。
- 2 Visit 接收器上的LED指示灯亮起绿色,接收器开始发声、闪烁或振动,具体取决于型号。如果接收器没有反应,请参阅**故障排除**。



声级模式 (发射器仅对分贝级数作出反应)

1 准备设备

- 取下前盖和一块电池。
- 等待10秒。
- 同时按下测试按钮1和2。
- 在按下按钮的同时,重新安装电池。

2 启用声级模式

- 按住测试按钮,直到绿色 LED 亮起。
- 松开按钮。
- 设备现在处于声级模式。


3 选择灵敏度

- 使用测试按钮在灵敏度阈值之间切换:红色:65dB,琥珀色:75dB,绿色:85dB

要关闭声级模式

- 重复“准备设备”中的步骤。
- 电池装好后,松开按钮。LED指示灯亮起绿色,表示已安装完毕。

请注意:环境噪音可能会导致声级模式发出不必要的警报。



一般警告

本部分包含有关安全、操作和运行条件的重要信息。请妥善保管本手册，以备日后使用。如果您只是安装设备，则必须将本手册交给户主。

危险警告

- 不遵守这些安全说明可能会导致火灾、触电或其他伤害，或损坏设备或其他财产。
- 确保将本设备放在 3 岁以下儿童接触不到的地方。
- 请注意，如果电池电量耗尽，可能会错过警报和通知。
- 仅使用本手册中指定的电池类型。
- 本设备仅设计用于室内。请勿将设备暴露在潮湿环境中。
- 在存放和运输过程中，请保护设备免受冲击。
- 本设备会产生、使用并辐射无线电频率，如果未按照用户指南进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。
- 请勿在靠近任何热源（如明火、散热器、烤箱或其他发热设备）的地方使用或存放本设备。

- 请勿拆卸设备，否则可能会导致触电。擅自改装或拆卸设备将导致保修失效。请保护电缆免受任何潜在损坏源的影响。
- 请勿对本设备进行任何更改或修改。仅使用 Bellman & Symfon 原厂配件，以免发生触电。
- 电池有毒。请勿吞食！请将电池放在儿童和宠物接触不到的地方。如果误食，请立即就医！

产品安全信息

- 不遵守这些说明可能会导致设备损坏，并导致保修失效。
- 请勿将电池暴露在火源或阳光直射下。
- 请勿摔落设备。摔落在坚硬的表面上可能会损坏设备。
- 请勿在禁止使用电子设备的区域使用设备。
- 设备只能由授权服务中心进行维修。
- 如果设备出现问题，请联系购买地点、当地的 Bellman & Symfon 办事处或制造商。请访问 **bellman.com** 获取联系信息。
- 任何公司、企业或用户都不得更改已获批准的低功率无线电频率设备的频率、提高发射功率或改变其原始特性或性能。

- 除非得到飞行人员的特别许可，否则不得在飞机上使用本设备。

操作条件

请在干燥的环境中操作本设备，温度和湿度应符合本手册的规定。如果产品受潮或暴露在潮湿环境中，则不再可靠，应予以更换。

清洁

清洁设备前，请断开所有连接线。请使用柔软的无绒布。避免湿气进入开口。请勿使用家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水、研磨剂或压缩空气。

服务与支持

如果产品出现损坏或无法正常工作，请按照本手册中的说明进行操作。如果产品仍然无法正常工作，请联系当地的购买点或 Bellman & Symfon 办事处，了解服务和保修信息。

保修条件

Bellman & Symfon 保证本产品（不包括电池）自购买之日起两 (2) 年内不会出现因材料或工艺缺陷而导致的任何缺陷。本保修仅适用于正常使用和服务条件，不包

括因事故、疏忽、误用、未经授权的拆卸或任何原因导致的污染而造成的损坏。

本保证不包括意外和间接损害。此外，本保证也不涵盖火灾、洪水、飓风和龙卷风等不可抗力。本保证赋予您特定的法律权利，您可能还享有其他权利，具体视州而定。某些州或司法管辖区不允许限制或排除意外或间接损害，也不允许限制默示担保的期限，因此上述限制可能不适用于您。

本保证是对您作为消费者所享有的法定权利的补充。除非双方以书面形式签署，否则不得更改上述保证。

符号解释

	表示制造商的序列号，以便识别特定设备。
	该符号代表产品制造商。
	该符号表示用户需要查阅使用说明。
	该符号表示在操作该符号附近的设备或控制器时要格外小心，或者当前情况需要操作员的注意或需要操作员采取行动，以避免不良后果。
	该符号代表信息的位置，尤其是在紧急情况下。
	该符号代表对于产品安全的环境温度限值
	该符号代表对于产品安全的环境湿度限值。

故障排除

问题	解决方法
LED 指示灯每分钟闪烁一次橙色	▪ 更换电池。仅使用 1.5 V AA (LR6) 锂铁电池或碱性电池。
LED 指示灯每秒闪烁一次橙色	▪ 门铃发射器附近还有其他竞争声源。请关闭或调低这些声源。 ▪ 断开外部麦克风，确保其没有故障。
当我按下门铃或对讲机时，发射器上的 LED 指示灯会亮起，但接收器没有启动	▪ 检查发射器电池和接收器电池以及连接。 ▪ 将接收器移近发射器，确保其处于无线电范围内。 ▪ 检查门铃发射器和接收器是否设置为相同的无线电密钥。更多信息，请参阅附录中的更改无线电密钥。
接收器无故启动	▪ 附近可能安装了另一个访问系统，从而触发了您的系统。请更换所有设备的无线电密钥，请参阅附录中的更改无线电密钥。

问题	解决方法
当我按门铃时, 发射器上的 LED 灯不亮	▪ 请确保将发射器安装在门铃发声源的左侧, 且两者之间的距离不超过 3 厘米。 ▪ 如果您使用的是外接麦克风, 请确保其连接正确。如果您使用的是对讲机, 请确保对讲机与发射器之间的距离至少为 25 厘米, 或者关闭内置麦克风。 ▪ 请再次尝试让发射器识别您的门铃声音, 请参阅优化门铃检测。 ▪ 如果门铃信号变化很大, 请改为使用磁检测, 请参阅附录中的电磁检测。

技术规格

尺寸	100×65×27 mm, 4.0×2.6×1.1"
重量	100 – 118 g, 取决于电池
电源和电池	电池: 2×1.5 V AA (LR6) 锂铁电池或碱性电池 功耗: 工作状态 < 70 mA, 空闲状态 < 15 µA 工作时间: 碱性电池约 5 年, 锂铁电池约 10 年
激活方式	通过测试按钮、内置或外接麦克风、电磁检测或外部触发输入。
最大功率	4.7 dBm
无线电频率	433.92 MHz
覆盖范围	70 – 120 米, 取决于建筑物的特性
无线电密钥数量	64 个为标准配置。使用可选软件时可达 256 个。
操作	温度: 15°至35°C, 湿度: 5%至90%, 无凝结
配件	▪ BE9199 外接麦克风
包装清单	▪ BE1411 门铃发射器 ▪ 1.5V AA 碱性电池 ▪ 魔术贴、螺丝和膨胀管

請先閱讀

本手冊指導您如何使用和維護本發射器。請務必仔細閱讀本手冊,包括警告部分。如果您有其他問題,請聯絡您的購買點尋求進一步協助。


使用者群組

預期的使用者群是所有年齡層的人。

操作原理


Visit 警報系統由一套無線連接的發射器和接收器組成，這些發射器和接收器分佈在家中各處。當發送器偵測到某項活動時，就會發訊號到 Visit 接收器，以聲音、閃光或震動的方式提醒使用者。要使用此系統，您至少需要一個發射器和一個接收器。

概述




基本安裝 - 單一聲源

- 1 取下電池拉片以啟動裝置。使用濕抹布清潔牆面，並移除魔術貼上的保護膜。
- 2 將門鈴發射器安裝在門鈴聲源的左側，盡可能靠近。您也可以使用隨附的螺絲和膨脹管。



安裝 - 內線對講機與電子門鈴


- 1 移除外接式麥克風 (需另外購買) 的保護膜，並將其貼到對講機的揚聲器上。將它另一端連接至發射器。
- 2 取下電池拉片啟動發射器。使用濕抹布清潔牆壁，並將魔術貼上的保護膜移除。
- 3 將門鈴發射器安裝在門鈴聲源的左側，盡可能靠近。請注意，對講機與門鈴之間必須相距至少 25 公分 (10")，以避免聲音干擾。



安裝 - 對講機與機械門鈴

如果您有內線對講機和機械門鈴，您可能需要兩個門鈴發射器，即每個音源一個。


- 1 取下電池拉片，啟動每個門鈴發射器。使用濕抹布清潔牆壁表面，並移除魔術貼上的保護膜。
- 2 將其中一個門鈴發射器安裝在門鈴左側，另一個則安裝在對講機喇叭左側，盡可能靠近聲源。



優化門鈴偵測


下一步是教發射器辨識您的門鈴。

- 1 按住按鈕 1，直到頂端的 LED 開始閃爍。放開即可開始錄音。
- 2 **對於對講門鈴：**按住門鈴至少 8 秒鐘。
對於普通門鈴：按門鈴至少 8 次。
- 3 按下發射器上的按鈕 1 以停止錄音。如果 LED 亮起紅燈，您需要重複步驟 1 和 2。按照相同的步驟，您可以使用按鈕 2 錄製對講機的聲音。



測試訊號

- 1 按門鈴或對講機。
- 2 Visit 接收器上的 LED 會亮起綠燈，接收器會開始發聲、閃爍或震動，視機型而定。如果沒有反應，請參閱**疑難排解**。



音量模式 (發射器只對 dB 音量有反應)

1 準備裝置

- 取下前蓋和其中一顆電池。
- 等待 10 秒鐘。
- 同時按住測試按鈕 1 和 2。
- 仍按住按鈕的同時，重新裝上電池。

2 啟動音量模式

- 繼續按住測試按鈕，直到 綠色 LED 指示燈亮起。
- 鬆開按鈕
- 裝置現在處於音量模式。


3 選擇靈敏度

- 使用測試按鈕在靈敏度臨界值之間切換
紅色:65dB、琥珀色:75dB 和綠色: 85dB

要停用聲級模式

- 重複「準備裝置」中的步驟。
- 重複「準備裝置」中的步驟。

請注意：音量模式可能會因周遭環境的噪音而產生不必要的警報。



一般警告

本節包含有關安全、操作和操作條件的重要資訊。請妥善保存本手冊，以備日後使用。如果您只是安裝裝置，必須將本手冊交給住戶。

危險警告

- 若未遵循這些安全說明，可能會導致火災、觸電或其他傷害，或損壞裝置或其他財產。
- 請務必將本裝置放置在 3 歲以下兒童接觸不到的地方。
- 請注意，如果電池耗盡，可能會錯過警報和通知。
- 請僅使用本手冊中指定的電池類型。
- 本裝置僅供室內使用。請勿將裝置暴露於濕氣中。
- 保護裝置在儲存和運輸過程中不受震動。
- 本裝置會產生、使用並可能輻射無線電頻率，如果未依照使用手冊安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。
- 請勿在任何熱源附近使用或存放本裝置，例如明火、散熱器、烤箱或其他產生熱能的裝置。

- 請勿拆卸本裝置，否則有觸電的危險。篡改或拆卸本裝置將導致保固失效。
- 保護電纜，避免任何潛在的損害源。
- 請勿對本裝置進行任何變更或修改。請僅使用原廠 Bellman & Symfon 配件，以避免任何電擊。
- 電池有毒。請勿吞食！請放在兒童和寵物無法觸及的地方。如果吞食，請立即諮詢您的醫生！

產品安全資訊

- 不遵守這些指示可能會導致裝置損壞，並使保固失效。
- 請勿將電池暴露於火中或陽光直射下。
- 請勿掉落您的裝置。掉落到堅硬的表面可能會損壞裝置。
- 請勿在禁止使用電子設備的區域使用本裝置。
- 本裝置只能由授權維修中心維修。
- 如果您的裝置遇到問題，請與購買點、當地的 Bellman & Symfon 辦公室或製造商聯繫。請造訪 **bellman.com** 以取得聯絡資訊。

- 任何公司、企業或使用者均不得更改頻率、增強發射功率或改變經核准的低功率無線電頻率裝置的原始特性或性能。
- 本裝置不得在飛機上使用，除非獲得飛行人員的特別許可。本裝置不得在飛機上使用，除非獲得飛行人員的特別許可。

操作條件

請在乾燥的環境中操作本裝置，溫度和濕度不得超過本說明書中規定的限制。請在本說明書所述的乾燥環境中操作本裝置。如果產品受潮或暴露於濕氣中、則不應再視為可靠的產品，因此應予更換。

清潔

清潔裝置前，請先斷開所有連接線。請使用不起毛的軟布。避免濕氣進入開口。請勿使用家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水、研磨劑或壓縮空氣。

服務與支援

如果產品出現損壞或無法正常運作，請按照本手冊中的指示操作。如果產品仍無法正常運作，請聯絡您當地的購買點或 Bellman & Symfon 辦公室，以取得有關服務和保固的資訊。

保固條件

Bellman & Symfon 保證本產品（不含電池）自購買日期起兩 (2) 年內不會因材料或製造過程的錯誤而產生任何瑕疵。本保證僅適用於正常的使用和服務條件，不包括因意外、疏忽、誤用、未經授權的拆卸或污染而造成的損壞，無論其原因為何。

本保證不包括意外及間接損害。此外，保固不包括天災，例如火災、水災、颶風和龍捲風。本保證賦予您特定的法律權利，您也可能擁有其他權利，這些權利因州而異。某些州或司法管轄區不允許限制或排除附帶或間接損害，或限制默示保固的期限，因此上述限制可能不適用於您。

本保證是您作為消費者的法定權利的補充。上述保證不得更改，除非雙方以書面形式簽署。

符號說明



錶示制造商的序列號，以便識別特定設備。



該符號代錶產品制造商。



該符號錶示用戶需要查閱使用說明。



該符號錶示在操作該符號附近的設備或控制器時要格外小心，或者當前情況需要操作員的註意或需要操作員採取行動，以避免不良後果。



該符號代錶信息的位置，尤其是在緊急情況下。



該符號代錶對於產品安全的环境溫度限值。



該符號代錶對於產品安全的环境濕度限值。

疑難排解

問題

解決方法

LED 指示燈每分鐘以橘色閃爍一次

- 更換電池。只能使用 1.5 V AA (LR6) 鋰鐵電池或鹼性電池。

LED 指示燈每秒閃爍一次

- 門鈴發射器周圍有其他競爭音源。將它們關閉或調低音量。
- 斷開外接麥克風以確認其沒有故障。

當我按下門鈴或對講機時，發射器上的 LED 亮起 - 但接收器未啟動

- 檢查發射器電池和接收器電池及連接。
- 將接收器移近發射器，以確保在無線電範圍內。
- 檢查門鈴發射器和接收器是否設定為相同的無線電密鑰。如需更多資訊，請參閱附錄中的**變更無線電密鑰**。

接收器無故啟動

- 附近可能安裝了另一個訪問系統，觸發您的系統。請變更所有裝置的無線電密碼，請參閱附錄中的**變更無線電密鑰**。

問題

解決方法

當我按門鈴時，發射器上的 LED 沒有亮起

- 確認您已將發射器安裝在門鈴聲源的左側，相距不超過 3 公分。
- 如果您使用外接麥克風，請確認已連接麥克風。如果您使用對講機，請確定對講機與傳送器之間的距離至少有 25 公分，或內接麥克風已關閉。
- 再次嘗試教發送器辨識門鈴的聲音，請參閱最佳化門鈴偵測。
- 如果門鈴訊號變化很大，請改用磁性偵測，請參閱附錄中的電磁偵測。

技術規格

尺寸

100×65×27 mm, 4.0×2.6×1.1"

重量

100~118 g (取決於電池)

電源和電池

電池：2×1.5 V AA (LR6) 鋰鐵電池或城性電池

功耗：工作電流 < 70 mA, 空閒狀態 < 15 µA

工作時間：城性電池約 5 年，鋰鐵電池約 10 年

激活方式

通過測試按鈕、內置或外接麥克風、電磁檢測或外部觸發輸入

最大輸出功率

4.7 dBm

無線電頻率

433.92 MHz

覆蓋範圍

70 - 120m、230-394 英尺，取決於建築物的特性

無線電密鑰數量

64 個為標準配置，使用可選軟件最大可達 256 個。

操作

溫度：攝氏 15° 至 35°，濕度：5% - 90%，非冷凝

配件

- BE9199 外接麥克風

包裝清單

- BE1411 門鈴發射器
- 魔術貼、螺絲和膨脹管
- 1.5V AA 城性電池


最初にお読みください

この冊子では、新しいトランスミッターの使用方法とメンテナンス方法について説明します。**警告**セクションを含め、この冊子を注意深くお読みください。これにより、製品を最大限に活用できるようになります。追加のご質問がある場合は、購入先までお問い合わせください。

対象ユーザーグループ 対象ユーザーグループはあらゆる年齢層の方々です。


動作原理 Visitアラートシステムは、家の中に配置されたワイヤレス接続の送信機と受信機のセットで構成されています。送信機がアクティビティを検出すると、Visit 受信機に信号が送られ、Visit受信機は音、点滅、または振動でユーザーに通知します。システムを使用するには、送信機と受信機が少なくとも各1台ずつ必要です。

概要




基本的なインストール – 単一の音源

- 1 ユニットの起動するには、バッテリーのプルタブを取り外します。ウェットティッシュで壁を拭き、Velcroの保護フィルムを剥がします。
- 2 ドアトランスミッターは、ドアベル音源の左側、できるだけ近い位置に取り付けます。付属のネジとプラグもご使用いただけます。



設置 – インターホンと電子ドアベル


- 1 外部マイク (別売) の保護フィルムを剥がし、インターホンのスピーカーに取り付けます。トランスミッターに接続します。
- 2 バッテリータブを引いてトランスミッターを起動します。ウェットティッシュで壁を拭き、Velcroの保護フィルムを剥がします。
- 3 ドアトランスミッターは、ドアベル音源の左側、できるだけ近い位置に取り付けます。音の干渉を避けるため、インターホンとドアベルは少なくとも 25 cm (10 インチ) 離して設置する必要があります。



設置 – インターホンと機械式ドアベル

インターホンと機械式ドアベルがある場合は、音源ごとに1つずつ、合計2つのドアトランスミッターが必要になることがあります。


- 1 バッテリータブを引いて各ドアトランスミッターを起動します。壁面をウェットティッシュで拭き、Velcroの保護フィルムを剥がします。
- 2 ドアトランスミッターの1つをドアベルの左側、もう1つをインターホンのスピーカーの左側、音源にできるだけ近い位置に取り付けます。



ドアベル検出の最適化


次に、トランスミッターにドアベルを認識させます。

- 1 上部のLEDが点滅し始めるまでボタン1を押し続けます。離すと録音が始まります。
- 2 **ドアブザーの場合:** ドアベルを8秒以上押し続けます。
ドアチャイム用: ドアベルを少なくとも8回押します。
- 3 録音を停止するには、トランスミッターのボタン1を押します。LEDが赤く点灯した場合は、手順1と2をもう一度やり直す必要があります。同じ手順に従って、ボタン2を使用してインターホンの音声を録音できます。




信号のテスト

- 1 ドアベルまたはインターホンを鳴らしてください。
- 2 Visit 受信機の LED が緑色に点灯すると、受信機はモデルに応じて音を鳴らしたり、点滅したり、振動したりし始めます。反応しない場合は、トラブルシューティングをご覧ください。



サウンドレベルモード (送信機はdBレベルのみに反応します)

- 1 機器を準備します
 - ・前面カバーと電池の1つを取り外します。
 - ・10秒間待ちます。
 - ・テストボタン1と2を同時に押し続けます。
 - ・ボタンを押し続けながら、電池を再び取り付けます。
- 2 サウンドレベルモードを起動します
 - ・テストボタンを押し続け、緑色のLEDが点灯するまで待ちます。
 - ・ボタンを離します。
 - ・これでユニットはサウンドレベルモードに入ります。
- 3 感度を選択します。
 - ・テストボタンを使用して、感度閾値を切り替えます。
赤:65dB、アンバー:75dB、緑:85dB



サウンドレベルモードを解除するには。

- ・デバイスの準備」の手順を繰り返します。
- ・電池を再装着したら、ボタンを離します。LEDが緑色に点灯して確認します。

注記: 周囲の騒音により、サウンドレベルモードが不要なアラートを発生させる場合があります。

一般的な警告

このセクションには、安全性、取り扱い、および動作条件に関する重要な情報が記載されています。この冊子は将来必要な場合に備えて、必ず保管してください。装置を設置するだけの場合は、この冊子を住人に渡してください。

⚠ 危険警告

- これらの安全指示に従わなかった場合、火災、感電、その他の傷害、またはデバイスやその他の家財への損傷が発生する可能性があります。
- このデバイスは、必ず3歳未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。
- バッテリーが切れるとアラームや通知が届かない場合があることに注意してください。
- この冊子に指定されている種類のバッテリーのみを使用してください。
- このデバイスは屋内専用に設計されています。デバイスを湿気にさらさないでください。
- 保管中および輸送中にデバイスを衝撃を与えないでください。
- この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があります、ユーザーガイドに従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き

起こす可能性があります。

- このデバイスを直火、ラジエーター、オープン、その他の熱を発生する装置などの熱源の近くで使用したり保管したりしないでください。
- 装置を分解しないでください。感電の危険があります。デバイスを改ざんまたは分解すると保証が無効になります。
- ケーブルを損傷させるような使い方を避けてください。
- このデバイスに変更や修正を加えないでください。感電を避けるため、Bellman & Symfon 純正アクセサリのみを使用してください。
- バッテリーは有毒です。飲み込まないでください!お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください!

i 製品の安全性に関する情報

- これらの指示に従わない場合、デバイスが損傷し、保証が無効になる可能性があります。
- 電池を火や直射日光にさらさないでください。
- デバイスを落とさないでください。硬い地面に落とすと損傷する可能性があります。
- 電子機器の使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。

- デバイスの修理は、認定サービスセンターでのみ行うことができます。
- この装置に関連して重大な事故が発生した場合は、製造元および関係当局に連絡してください。
- デバイスでその他の問題が発生した場合は、購入元、お近くの Bellman & Symfon オフィス、または製造元にお問い合わせください。連絡先情報については、**bellman.com**をご覧ください。
- NCC の許可なしに、いかなる企業、事業体、またはユーザーも、承認された低電力無線周波数デバイスの周波数を変更したり、送信電力を増強したり、または元の特性や動作を変更したりすることはできません。
- この装置は、飛行乗務員によって特別に許可されない限り、航空機内で使用しないでください

クリーニング

デバイスのクリーニングを行う前に、すべてのケーブルを外してください。柔らかく、繊維の出ない布を使用してください。開口部を濡らさないよう注意してください。家庭用洗剤、エアゾールスプレー、溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤、コンプレッサーエアは使用しないでください。

サービスとサポート

製品が破損していると思われる場合、または正常に機能しない場合は、この小冊子の指示に従ってください。それでも製品が意図したとおりに機能しない場合は、サービスと保証に関する情報について、お近くの聴覚ケア専門家にお問い合わせください。

保証条件

Bellman & Symfon は、この製品（バッテリーを除く）に関して、材料または製造上の欠陥による不具合に対して購入日から 2 年間保証します。この保証は通常の使用およびサービス条件にのみ適用され、事故、不注意、誤用、許可されていない分解、または原因を問わず汚染によって生じた損傷は含まれません。この保証には間接的損害および派生的損害は含まれません。さらに、火災、洪水、ハリケーン、竜巻などの災害は保証の対象になりません。この保証により、お客様には特定の法的権利がありますが、地域によって異なるその他の権利も有する場合があります。一部の地域では、間接的損害または派生的損害の制限または除外、あるいは黙示的保証の継続期間の制限が認められていないため、上記の制限が適用されない場合があります。この保証は、消費者としての法定権利に加えて付与されるものです。上記の保証は、両当事者が署名した書面による場合を除き、変更することはできません。

シンボルキー

 デバイスを識別できるように、製造元のカタログ番号を示します。

 製品の製造元を示します。

 特に緊急時に情報が見つかる場所が確認できます。

 この記号は、記号が配置されている場所の近くでデバイスまたはコントロールを操作するときに注意が必要であること、または望ましくない結果を回避するために現在の状況にオペレーターの注意またはオペレーターの行動が必要であることを示します。

 特に緊急時に情報が見つかる場所が確認できます。

 デバイスを置く上で、安全な温度制限が確認できます。

 デバイスを置く上で、安全な湿度の範囲を確認できます。

トラブルシューティング

このような場合

以下をお試しください

LEDが1分ごとにオレンジ色に点滅する

- バッテリーを交換してください。1.5 V AA (LR6) リチウム電池またはアルカリ電池のみを使用してください。

LEDが1秒ごとにオレンジ色に点滅する

- ドアトランスミッターの周囲に他の競合する音源があります。電源を切るか、音量を下げてください。
- 外部マイクを取り外して、故障していないことを確認してください。

ドアベルやインターホンを押すとトランスミッターのLEDが点灯するが、受信機が起動しない

- トランスミッターのバッテリーと受信機のバッテリーおよび接続を確認してください。
- 受信機をトランスミッターに近づけて、無線範囲内にあることを確認してください。
- ドアトランスミッターと受信機が同じ無線キーに設定されていることを確認してください。詳細については、付録の「ラジオキーの変更」を参照してください。

このような場合

以下をお試しください

ドアベルを鳴らしてもトランスミッターのLEDが点灯しない

- トランスミッターがドアベルの音源の左側に 3 cm 以内の間隔で取り付けられているか確認してください。
- 外部マイクを使用している場合は、接続されていることを確認してください。インターホンを使用している場合は、インターホンとトランスミッターの間の距離が少なくとも 25 cm あること、または内蔵マイクがオフになっていることを確認してください。
- 送信機にドアベルの音を認識させるために再度記憶させてください。**ドアベル検出の最適化**を参照してください。
- ドアベルの信号が大きく変化する場合は、磁気検出に変更してください。付録の**電磁検出**を参照してください。

トランスミッターが何の理由もなく起動する

- 受信機を起動させる別のVisitシステムが近くにある可能性があります。すべてのユニットの無線キーを変更してください。付録の**ラジオキーの変更**を参照してください。

技術仕様

寸法

100×65×27 mm, 4.0×2.6×1.1"

重さ

100 ~ 118 g, 3.5 ~ 4.2 オンス (バッテリーによって異なる)

電源とバッテリー

バッテリー: 2×1.5 V AA (LR6) リチウムまたはアルカリ
消費電力: アクティブ < 70 mA、アイドル状態 < 15 µA
稼働時間: アルカリ電池 ~5年、リチウム電池~10年

アクティベーション

テストボタン、内部または外部マイク、電磁検出、または外部トリガー入力を介して。

最大出力

4.7 dBm

無線周波数

314.90 MHz

カバレッジ

30-80m、建物の特性により異なります。

ラジオキーの数

標準は64です。オプションのソフトウェアを使用すると最大 256 まで可能です。



追加情報

周辺機器

箱の内容

温度: 15°C ~ 35°C, 59° - 95° F、湿度: 5% - 90%、結露なし

- BE9199 外部マイク
- BE1411 Visit ビジット ドアセンサ発信機
- Velcro、ネジ、プラグ
- 1.5V AAアルカリ電池



Appendix (EN)

102 Testing the signal

104 Default signal pattern

104 Changing the signal pattern

109 Using electromagnetic detection


110 Changing the radio key

Testing the signal

Using the test buttons

- 1 Press both test buttons simultaneously on the transmitter. The top LED lights up in green to show that a radio signal is being transmitted.
- 2 The green Visit LED on the receiver lights up to show that the signal was received. In addition, it starts to sound, flash or vibrate depending on the receiver.

Please note: If you have changed the signal pattern, it will react in accordance with the signal pattern tables on the following pages.




Testing the signal

Using the doorbell or intercom

- 1 Press the button on the doorbell or intercom. The LED on the transmitter lights up in green to show that the sound is detected.
- 2 The green Visit LED on the receiver lights up to show that the radio signal was received. In addition, it starts to sound, flash or vibrate depending on the receiver.

Please note: If you have changed the signal pattern, it will react in accordance with the signal pattern tables on the following pages.



Default signal pattern

When the transmitter or a connected accessory is activated, the following happens:

- 1 The LED on the transmitter lights up in green to show that it is signalling the receiver.
- 2 The Visit LED on the receiver lights up in green and it starts to sound, flash or vibrate with a certain pace, called signal pattern. The transmitter determine the signal pattern and the default is as follows:

Transmitter	Receiver signal pattern				
Source	LED	Sound 315MHz, JPN	Sound 433MHz	Vibration	Flash
Internal mic.	Green	1×Door chime, low	1×Door chime, low	Yes	Yes
External mic.	Green	2×Door chime, high	1×Ring signal, high	Yes	Yes
Doorbell con.	Green	1×Door chime, high	1×Door chime, low	Yes	Yes

Changing the signal pattern

The transmitter controls the signal pattern. Open the transmitter front cover and move the signal switches according to the tables to change it:

Transmitter

Switch	Source	LED	Sound	Vibration	Flash
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1×Door chime, low	Slow ■□□□	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green blink	2×Door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Connected doorbell	3×Green blinks	1×Door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	2×Green blinks	2×Door chime low	Slow ■□□□	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	3×Green blinks	1×Door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Connected doorbell	Green blinks	2×Door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	3×Green blinks	1×Door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	2×Green blinks	2×Door chime, low	Slow ■□□□	Yes
	Connected doorbell	3×Orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green blinks	2×Door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1×Door chime, low	Slow ■□□□	Yes
	Connected doorbell	Orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes

Transmitter

Receiver signal pattern

315 MHz

Switch	Source	LED	Sound	Vibration	Flash
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 × Door chime, low	Slow	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	3 × Green blinks	1 × Door chime, high	Slow	■□□□ Yes
	Connected doorbell	2 × Green blinks	2 × Door chime, low	Slow	■□□□ Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 × Door chime low	Slow	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green blinks	2 × Door chime, high	Slow	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Yellow blinks	2 × Ring signal, high	Medium	■□■□ Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	3 × Green blinks	1 × Door chime, high	Slow	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 × Door chime, low	Slow	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Red + Orange blinks	Emergency siren	Long	■□□□ Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green blinks	2 × Door chime, high	Slow	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	2 × Green blinks	2 × Door chime, low	Slow	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Red blinks	Fire alarm	Long	■□□□ Yes

Transmitter

Receiver signal pattern

433 MHz

Switch	Source	LED	Sound	Vibration	Flash
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 × Door chime, low	Long	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 × Ring signal, high	Medium	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Green light	1 × Door chime, low	Long	■□□□ Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 × Ring signal, high	Medium	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 × Door chime, low	Long	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Green light	1 × Ring signal, high	Medium	■□□□ Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 × Door chime, low	Long	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 × Ring signal, high	Medium	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Orange light	Baby melody	Long	■□□□ Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 × Ring signal, high	Medium	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 × Door chime, low	Long	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Orange light	Baby melody	Long	■□□□ Yes

Transmitter

Switch	Source	LED	Sound	Vibration	Flash
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 × Door chime, low	Long	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 × Door chime, high	Medium	Yes
	Connected doorbell	Yellow light	1 × Ring signal, low	Medium	Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Orange light	Baby melody	Long	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 × Door chime, low	Long	Yes
	Connected doorbell	Orange light	Baby melody	Long	Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 × Door chime, low	Long	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 × Ring signal, high	Medium	Yes
	Connected doorbell	Red / Orange blinks	Emergency siren	Continuous	Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 × Door chime, low	Long	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 × Door chime, high	Medium	Yes
	Connected doorbell	Red blinks	Fire alarm	Continuous	Yes


Receiver signal pattern

433 MHz

Using electromagnetic detection

The door transmitter can be set to detect electromagnetic fields emitted by electromechanical doorbells. Here is how it's done:

- **Activating electromagnetic detection**
Move the 4th signal-switch (1) to the Up=On position.
- **Deactivating electromagnetic detection**
Move the 4th signal-switch to the Down=Off position.




Changing the radio key

If your Visit system is activated for no reason, there is probably a nearby system that triggers yours. In order to avoid radio interference, you need to change the radio key on all units. The radio key switches are located under the transmitter cover.

Here is how you change the radio key:

- 1 Carefully open the front cover on the transmitter. Move any radio key switch to the up (on position) to change the radio key.
- 2 Press and hold the test/function button on the receiver until the green and yellow Visit LEDs blink alternately. Release the button.
- 3 Press both test buttons simultaneously on the transmitter within 30 s to send the new radio key.
- 4 All Visit LEDs on the receiver blink alternately to show that the radio key has been changed. It then returns to normal mode. If you have a BE1033 Portable Receiver, the power LED blinks in amber to confirm.

Please note: All Visit units must be set to the same radio key.



FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC compliance statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: WMSBETXDR **IC:** 6693A-BETX4

Product disposal and recycling information

According to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The recycling of your product will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Battery disposal information

This product contains batteries that according to local laws and regulations must be disposed of separately from household waste. Take used batteries to a collection point designated by the authorities.

Bellman & Symfon North America Inc.
PO Box 1388, Morrisville,
North Carolina 27560, USA
Phone: (910) 239-5796
Customer support: (833) BELLMAN
or (833) 235-5626

Bellman & Symfon Asia Ltd.
1401 & 1408
Laifung International Centre
33 Jie Fang Road South
Guangzhou, China
Phone: +86 20 8318 2950



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com

Revision: BE1411_152MAN3.0

Date of issue: 2025-02-12

TM and © 2025 Bellman & Symfon AB.

All rights reserved.