

Vibio Vibrationskissen

BE1221



 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Starke Vibrationen

Optimaler Reisewecker, weckt auch Tiefschläfer.

Bluetooth®

Steuerbar über unsere leicht zu bedienende App.

Erhalt von Benachrichtigungen

Alarmiert Sie auf Wunsch bei Anrufen und Mitteilungen.

Schlummerfunktion

Wird durch Ziehen an der Schlaufe aktiviert.

Speicherfunktion

Merkt sich Ihren Alarm, auch ohne Smartphone in Reichweite.

Ein großartiger Start in den Tag.

Egal, ob Sie nach einem anstrengenden Tag ins Bett fallen oder nur eine kurze Zeit der Erholung benötigen, das Vibio Vibrationskissen sorgt dafür, dass Sie anschließend neu durchstarten können. Stellen Sie die Alarmzeit in der App Ihres Smartphones ein und legen das Vibio Vibrationskissen z. B. unter das Kopfkissen. Vibio wird Sie dann zur eingestellten Zeit mit deutlich spürbaren Vibrationen wecken.

Vibio ist die perfekte Wahl für hörgeminderte Personen, Paare mit unterschiedlichen Schlafgewohnheiten oder Tiefschläfer, oder einfach als kleiner Reisewecker für unterwegs. Es alarmiert Sie auf Wunsch bei eingehenden Anrufen und Nachrichten, so sind Sie stets informiert.

Wenn Sie noch etwas länger schlafen möchten, ziehen Sie einfach an der Schlaufe des Vibrationskissens für die Schlummerfunktion.



Technische Daten



Maße und Gewicht

Vibrationskissen

Ø: 94 × 94 mm

Höhe: 27 mm


Gewicht: 153 g

Schleufe

Länge: 120 mm



Bedienelemente und Anzeigen



Kompatibilität

- iOS 11 und neuer
- iPhone 6S und neuer
- Android 6 und höher
- Moderne Android Handys

Frequenz und Reichweite

- Bluetooth® Frequenz: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth® Reichweite: bis zu 30 m
Die Reichweite kann durch dicke Wände und große Objekte reduziert werden.

Umweltbedingungen

- Nur für den Innengebrauch
- Temperatur: 0° – 35° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% – 90%
(nicht kondensierend)

Verbindung

- Bluetooth® 5

Stromversorgung und Akku

- Akkuleistung: 1 × 3.7 V AA Lithium-Ion
- Stromverbrauch:
Aktiv mit starker Vibration < 1000 mA
Standby < 100 µA
- Betriebsdauer: Bis zu 60 Tage bei voller Aufladung
- Ladedauer: Bis zu 1,5 Stunden
- DC Aufnahme: 5V, 500 mA

Kabel und Eingänge

- Ladekabellänge: 1 m
- Eingang: USB Typ A zu USB Micro-B

Reinigung und Wartung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, Alkohole, Ammoniak oder Scheuermittel.

Lieferumfang

- Vibio Vibrationskissen
- Ladekabel USB Typ A zu Micro B
- Akku
- Getting Started Kurzanleitung
(Smartphone nicht enthalten)



© 2023 und ™ Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Marken der Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung kann ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

BE1221_033DSH002-DE

bellman.com