

Maxi Pro

Trådløst Hørselshjelpemiddel

BE2021-C



Egenskaper

Samtaleforsterkning

Hør hva som sies rundt bordet uten anstrengelser

Telefonforsterkning

Snakk i mobilen uten at det er behov for å gjenta hva som sies

Lett å bruke

Robust og ergonomisk design med gripevennlig materiale

TV-lytting

Se på ditt favorit TV-program uten å forstyrre andre

Oppdag gleden av å høre bedre

Maxi Pro hjelper deg å delta uten problemer i samtaler med dine kjære. Den løfter fram ordene slik at du hører dem klart og tydelig. Det betyr at du ikke trenger å anstrenge deg så mye for å høre.

Men Maxi Pro kan mye mer enn så. Kobl den til ditt TV-apparat og stil lyden som du ønsker, eller bruk den for å forsterke lyden fra mobiltelefon. Med Maxi Pro behøver du ikke å være urolig for å gå glipp av noe.

Maxi Pro er laget i et gripevennlig materiale og ligger godt i hånden eller på bordet. Den har store knapper med tydelige symboler og er et bra alternativ for deg som skjelver litt på hånden eller opplever at du ser dårlig av og til.



CE-merket medisinsk enhet i henhold til EU MDR 2017/745



Qualcomm aptX low latency



Teknisk informasjon

Mål og vekt

Høyde: 140 mm


Dybde: 27 mm

Bredde: 45 mm

Vekt: 127 g



Knapper og kontroller



Egenskaper

- **Digital lyd**
Klart og naturlig tale med minimal forsinkelse og ingen forvrengning.
- **Qualcomm® aptX™ LL**
Tilkobles mobiltelefonen og TV via Maxi Pro TV-sender.
- **Lett å bruke**
Ergonomisk design med store taktile knapper, mykt gripevennlig materiale og kraftige LED indikatorer. Ideell for personer med nedsatt sanselig følelse eller syn.
- **Høreapparatvennlig**
Fungerar med alle høreapparater med telespole. (Krever tillbehør, halsslynge BE9159-P02)

Tilkobllinger

- Hodetelefonuttak: 3.5 mm mini-stereo
- Ladeuttak: 2.5 mm kontakt, DC 5V, 1.0 A

Omgivelser

- Driftstemperatur: 0 til 35 °C
- Relativ luftfuktighet: 15% – 90% (ikke kondenserende)

I esken

- BE2021-C Maxi Pro Trådløst Hørselshjelpemiddel
- BE9233-P02 Øretelefoner med mikrofon, svart
- BE9135 Nøkkelbånd
- BE9254 Ladekabel USB, hvit
- Strømadapter, hvit
- Plugg til strømadapter, hvit
- Bruksanvisning



Strøm og batteri

- Batteri: 2 x 3.7V 750 mAh Li-on
- Driftstid: Opp til 70 tim
- Strømforbruk: 18 mA

Frekvens og rekkevidde

- Bluetooth-frekvens: 2402 – 2483,5 MHz
- Rekkevidde: Opp til 25 m, fri sikt.
- Teknologi: Qualcomm® aptX™ Low Latency

Vedlikehold og rengjøring

- For å gjøre rent produktet, koble ut strømledningen og alle andre kabler. Bruk en myk, løfri klut. Unngå å få fuktighet i åpningene.
- Ikke bruk vaskemidler, aerosolspray, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller skuremidler.

Tillbehør

- BE9229-P02 Hodetelefoner med Mikrofon, svart
- BE9159-P02 Halsslynge, lang kabel, svart
- BE9161-P02 Halsslynge, kort kabel, svart
- BE2022 Maxi Pro TV sender
- BE9147 Reiseetui

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

© og TM 2026 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE2021-C_048DSH2.0_NO

bellman.com

Utganger

- **Utnivå med BE9229-P02 Hodetelefoner med Mikrofon**
135dB @ 1kHz (SPL90)
136dB (HF Ave. SPL90)
Forsterkning ved full styrke: 49dB @ 1kHz
Referensforsterkning: 49dB @ 1kHz (SPL70)
- **Utnivå med BE9233-P02 Øretelefoner med mikrofon**
122dB @ 1kHz (SPL90)
127dB (HF Ave. SPL90)
Forsterkning ved full styrke: 36dB @ 1kHz
Referensforsterkning: 36dB @ 1kHz (SPL70)
- **Mikrofon SNR**
53dB @ 1kHz 1% THD
- **Forvrengning**
0.2% THD @ 1kHz – 6dB @ 1% THD
(Mik elektrisk)
- **Bluetooth SNR**
85dB @1kHz 1%THD (BT med TV-sender)
- **Frekvensrespons**
20Hz – 8kHz (Mic), 20Hz – 20kHz (Bluetooth)
- **Uteffekt**
Maks 82mW @ 1kHz / 16 Ω (THD=1%)

Utgang via BE9122 / BE9233 Hodetelefoner

