

Induktionsschlinge

BE9159-P02



 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

- 1 Hohe Ausgangsleistung**
2-Kanal-Ausgang
- 2 Schlaufe mit Zugentlastung**
Für erhöhte Sicherheit
- 3 Textilummantelung**
Für angenehmen Tragekomfort
- 4 Silikonkabel**
Für einfache Handhabung
- 5 Ansteckclip**
Zur korrekten Positionierung
- 6 Vergoldete Stecker**
Zusätzlicher Korrosionsschutz

Erweitern Sie Ihre Hörsysteme.

Die Induktionsschlinge von Bellman & Symfon ist leicht, angenehm zu tragen und liefert eine hohe Ausgangsleistung. Schließen Sie diese an unsere Audio-Produkte oder z.B. Ihren MP3 Spieler, Computer oder an das Handy an und stellen Sie Ihre Hörgeräte auf die "T" Position.

Längen und Durchmesser

- Schlaufenlänge 70 cm
- Länge des Anschlusskabels BE9159-P01 90 cm
- Schlingendurchmesser 22 cm

Ausgang

- 1500 mA / m @ 15 cm / 6" Abstand und 2 x 50 mW Eingangssignal

Größe und Gewicht

- Breite 3.4 cm
- Höhe 3.8 cm
- Tiefe 1.4 cm
- Gewicht BE9159-P02 62 g

Eingang

- Steckverbinder: 3.5mm Klinke (Stereo) vergoldet und 90 ° abgewinkelt
- Impedanz: 2 x 5 Ω

Zulassungen



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).





Technische Daten

Frequenzübertragungsfunktion (Skala: -20 dB ~ 0.1 A/m)

