

Väckarklocka Pro

BE1370-C



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

- 1 Extra hög 100dB* signal**
Stigande multifrekvenssignal
- 2 Fyra högintensiva blixtljus**
Effektiva även i dagsljus
- 3 Kraftfull sängvibrator**
Väcker dig med vibrationer
- 4 Inbyggd nattlampa**
Leder dig tillbaka till sängen
- 5 Batterireserv**
Tar över vid strömavbrott
- 6 Smart snoozefunktion**
Minskar tidsintervallen
- 7 Inbyggt telefonuttag**
Förstärker telefonsignalen

*100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm

Nu blir det lättare att komma upp.

Med väckarklockan från Bellman & Symfon behöver du inte vara orolig för att du skall försova dig. Välj att vakna till en hög och tydlig ljudsignal, intensivt blixtljus eller vibrationer under huvudkudden. Perfekt för dig som sover tungt eller har nedsatt hörsel.

Väckarklockan har många unika funktioner som till exempel den inbyggda nattlampan som med ett milt blått sken leder dig tillbaka till sängen och en smart snoozefunktion som minskar tidsintervallet från 9 till 2 minuter

med två minuter i taget. Ljudsignalen sveper över frekvenserna så att du som har svårt att höra till exempel höga toner inte skall missa den.

Väckarklockan är mycket enkel att använda. Den har en stor och tydlig LCD-urtafla med justerbar bakgrundsbelysning och separata vred för att ställa tid och väckning.

Dessutom kan du ansluta din telefon för att förstärka ringsignalen eller en trampmatta som väcker dig när någon trampar på den.



MD

CE-märkt medicinsk enhet
enligt EU MDR 2017/745

Teknisk information

Mått och vikt

Höjd:	108 mm
Bredd:	121 mm
Djup:	92 mm
Vikt:	350 g, inkl. batterier



Anslutningar

- Extern trigg för 3,5 mm stereokontakt
- Telefon modular RJ-11 kontakt
Analogt telenät 26-120V RMS, 15-100 Hz

Signaler

- **Ljudsignal**
100 dBA @10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Inbyggd multifrekvenssignal med en huvudfrekvens på 950 Hz - 3000 Hz
- **Blixt**
Fyra högintensiva, pulserande LED-blixtar
Varning! Blixtljus kan framkalla epileptiskt anfall
- **Sängvibrator**
Vibratorstyrka: 2.0 - 4.0 V DC

Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg
Aktiveras med snooze-knappen
- Bakgrundsbelysningens färg: vit
- Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35°C
- Relativ luftfuktighet: 15%-90% (ej kondenserande)

Alarm och snoozefunktion

- Alarm timeout: 20 min
- Minskade snoozeintervaller från 9 till 2 minuter i steg om 2 minuter
- Snooze timeout: 20 minuter

Nattlampa

- Inbyggd nattlampa som visar vägen tillbaka till sängen med ett milt blått sken
- Typ: Electro Luminescent (EL) ljus
- Sätts på och stängs av med snooze-knappen
- Timeout: 1 tim (15 min vid batterireserv)

Funktioner

- Separata vrid- och tryckbara knappar för enkel inställning av tid och väckning
- Specifik knapp som växlar mellan 12 och 24 timmarsvisning
- Specifik knapp som justerar urtavlans bakgrundsbelysning i fem steg
- Specifik knapp som sätter på och stänger av väckarklockans ljudsignal
- Batteriövervakning som visar batteriets laddningsstatus
- Batterireserv som strömförsörjer både alarm, sängvibrator, nattlampa och blixtljus

I paketet

- BE1370-C Väckarklocka Pro
- BE1270-P02 Sängvibrator
- Batterieliminatör 7.5 VDC / 1,5 A
- 4 uppladdningsbara AAA NiMH batterier
- Bruksanvisning

Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE1270-P02 Sängvibrator
- BE9105 Telefonkabel
- BE9026-P02 Trampmatta

Godkännanden

MD Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

Knappar och reglage



© 2025 och ™ Bellman & Symfon AB.
Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1370-C_018DSH1.0-SE

bellman.com