

Maxi Pro TV sändare

BE2022



Egenskaper

Bluetooth

Strömmar ljudet med Qualcomm® aptX™ LL teknik

Flera inkopplingsmöjligheter

Kan anslutas till de flesta moderna TV-apparater



Qualcomm® aptX™
low latency



Lyssna på din egen volym.

Med Maxi Pro TV sändare kan du lyssna på ljudet från TV:n på din egen volym utan att någon annan i rummet påverkas. Den strömmar ljudet i full HD-stereo via blåtand till din Maxi Pro Samtalsförstärkare.

Maxi Pro TV sändare använder den senaste Qualcomm® aptX™ tekniken för att minimal fördröjning, vilket resulterar i en optimal synkronisering av läpprörelser och en otrolig tydlig och klar ljudkvalitet. TV-sändaren kan användas med både analog och digital tillkoppling och kan anslutas till de flesta moderna Tv-apparater.



Tekniska specifikationer





Storlek och vikt

Höjd: 24 mm Djup: 48 mm
Bredd: 88 mm Vikt: 70 g



Knappar och reglage



Egenskaper

- Använder Qualcomm® aptX™ streaming med låg fördröjning. Teknologin ger optimerad tidsynkronisering vid ljuduppspelning och ett tydligt och klart ljud.
- Flera portar som stöder både analog och digital tillkoppling och kan anslutas till de flesta moderna TV-apparater.

Anslutningar

- Ljud/Audio ingång: 3.5 mm mini-stereo
- Audioingång känslighet @ max 2Vrms: +6 dBV
- Optisk ingång: 44.1KHz, 48KHz
- Optisk ingång känslighet: 0 dBFS
- Laddning: 2.5 mm kontakt
Ingång: DC 5V, 1A
- Laddutgång: USB typ A

Ström

- Strömförbrukning: 31 mA

Omgivning

- Arbetstemperatur 0 till 35 °C
- Luftfuktighet 15% – 90% (ej kondenserande)

Frekvens och räckvidd

- Bluetooth-frekvens 2400 – 2483,5 MHz
- Räckvidd 25 m, fritt fält
- Teknik Qualcomm® aptX™ LL

Skötsel och rengöring

- För att rengöra produkten, koppla ur strömmen och alla kablar. Använd en mjuk, luddfri duk. Undvik att få in fukt i öppningarna.
- Använd inte fönsterputs, aerosolspray, alkohol, ammoniak eller slipmedel.

Överensstämmelse

Denna produkt är CE-märkt och uppfyller gällande EU-direktiv och förordningar.

I förpackningen

- BE2022 Maxi Pro TV sändare
- BE9123 Ljudkabelkit Maxi Pro TV sändare
- BE9228 Fiberoptisk kabel, vit
- BE9254 Laddningskabel USB, vit
- Bruksanvisning



Tillbehör

- BE2021/BE2021-C/BE2021-P01 Maxi Pro Samtalsförstärkare
- Strömadapter, vit
- Kontakt för strömadapter, vit

© och TM 2025, Bellman & Symfon AB

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE2022_035DSH1.0-SE

bellman.com