

# Hörlurar

## BE9122-P02



### Egenskaper

#### Halvtäta hörlurar

Klart ljud, minimal återkoppling

#### Ensidig sladd

Helt trasselfri utformning

#### Lätta och vikbara

Enkla att bära med sig

## Robust och vikbar hörlur.

Stereohörlurarna är speciellt utvalda för Bellman & Symfons digitala lyssningshjälpmedel. De är utrustade med bygel och har halvslutande hörselkåpor som sitter utanpå örat. Hörlurarna har ett klart ljud med minimal återkoppling. De är utrustade med sladd på ena sidan och är mycket enkla att använda.

Dessutom väger de mycket lite och kan vikas ihop så att de passar i BE9147 reseetui.

### Teknisk data

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| ■ Hörtelefon | Ø 30 mm                |
| ■ Uteffekt   | max 100 mW             |
| ■ Frekvens   | 20 Hz - 20 kHz         |
| ■ Impedans   | 32 Ω +/- 10%           |
| ■ Känslighet | ≥109 dB/mW @ 1 kHz SPL |
| ■ Kontakt    | 3.5 mm stereoplugg     |
| ■ Sladdlängd | 1,25 m                 |
| ■ Vikt       | 57 g                   |
| ■ Färg       | Svart                  |

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.  
Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9122-P02\_001DSH1.0\_SE

[bellman.com](https://bellman.com)